

Bruksanvisning **Badset Maja**



MAYDAY AID



Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Maja. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av badstolen.

Innehållsförteckning

Allmän information	3	Montering av extensionsrör	8
Användningsområde	3	Höft/Bålbälte	8
Garanti och hållbarhet	4	Montering av abduktionsklossen	9
Service och reparationer	4	Storleksguide	9
Badstol Maja - Introduktion	5	Underhåll och skötsel	10
Allmänna säkerhetsinstruktioner	6	Teknisk information	10
Kontroll vid leverans	7	Lyfta bort badstolen från badkaret	10
Montering av abduktionskloss	7		

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Allmän information

Badstolen Maja är en badstol för barn.

Badstolen används vid bad i badkar. Badstolen skall användas med tillhörande abduktionskloss, höftbälte och extensionsrör.

Badstolen finns i två storlekar.

Badsetet Maja ger både barnet som badar och den som hjälper till, en bättre och säkrare arbetssituation och en tryggare badmiljö.

Det är viktigt att ständigt kontrollera badsetet, så att allt fungerar optimalt. För att undvika skador eller felanvändning ber vi dig att läsa igenom följande instruktioner och anvisningar noga.

Om du har frågor, synpunkter eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med badsetet Maja.

Användningsområde

Badstolen är mycket enkel att använda och tar liten plats då den inte används. Badstolen skall användas för att sitta i vid bad. Badstolen får bara användas av ett barn åt gången.

Badstolen kan ställas direkt i ett badkar men bör först rengöras så att damm och smuts avlägsnas innan barnet sitter i den. Badsetet tas bort ur badkaret helt utan verktyg.

Badsetet Maja skall användas som badstol av barn som har problem med att sitta eller stå själva på grund av muskelsvaghet eller andrafunktionsnedsättningar i extremiteterna.

Ryggstöd, bålband, abduktionskloss och extensionsrör hjälper till att ge stöd och stabilitet.

Badsetet Maja får endast användas under övervakande av en vuxen person.

Produktansvar och säkerhet

Badsetet Maja är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att Badstolen uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. Företaget G & S Smirthwaite Ltd försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att Badstolen Maja är CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

Badstolen har 5 års garanti. Bålbälte och abduktionskloss kan komma att behövas bytas efter ca 2 år, om Badstolen Maja används dagligen eller mycket ofta.

Garanti gäller då Badsetet Maja förvaras och används inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

Service och reparationer

Service och reparationer på Badsetet Maja skall endast utföras av behörig personal som t ex hjälpmedelstekniker eller representanter från företaget MAYDAY AID AB.

Vid montering och justering av tillbehör behövs inga verktyg.

Tänk på miljön, spara gärna denna bruksanvisning.

Badset Maja - Introduktion

Badstolen finns i två storlekar.

Badsetet är utformat för att underlätta för barn och unga som vill kunna bada eller duscha på ett säkert sätt. Badsetet Maja ska användas inomhus i ett standardbadkar.

I badsetet Maja ingår en badstol, ett höft/bålbälte, en abduktionskloss och två extensionsrör. Ett extensionsrör skall placeras bakom badstolensrygg, se bild nedan, det andra framför barnet, se bild 4.

1. Ryggstöd
2. Skåror för bålbalte
3. Extensionsrör
4. Bålstödsbälte/ höftbälte
5. Abduktionskloss
6. Sugkoppar



Bild 1

Badstolen skall monteras i badkaret då badkaret är rent och torrt. För bästa fäste för sugkopparna, massera in tvållödder i sugkoppen, tryck fast på önskad plats. Montera därefter ett extensionsröret bakom ryggstödet. Kontrollera alltid att badstolen sitter stadigt, innan barnet placeras i badstolen. Fyll därefter på badvattnet.

Tänk på att hela tiden kontrollera badvattnets temperatur då du fyller badkaret med vatten, temperaturen kan ändras och bli för varmt eller kallt.

Lämna aldrig något barn ensam som badar!

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs hela bruksanvisningen innan du använder Badsetet Maja.
Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten.

Som förälder eller annan målsman är du ansvarig för säkerheten omkring ditt barn. Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen.

Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber er därför att alltid vara försiktiga och informera alla personer som finns runt brukaren som använder sig av hjälpmedlet och dem olika tillbehören om hur produkten fungerar och skall användas.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i bruksanvisningen.

Viktigt!

Badstolen Maja är avsedd för en person att sitta i vid bad. Följ alltid längd- och vikt rekommendationerna, se sid 14.

Gör alltid en bedömning om det föreligger tipprisk om brukaren har kraftiga, ofrivilliga rörelser eller svår spasticitet.

Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande vid leverans.

- 1 st badstol
- 1 st abductionskloss
- 1 st höft/bälbälte
- 2 st extensionsrör
- bruksanvisning



Bild 2

Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat under transport. Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt för små barn att leka med– kvävningsrisk!

Viktigt!

Gå igenom följande punkter.

1. Kontrollera att alla levererade delar är hela och att inga skador uppkommit under leveransen.
2. Använd aldrig badstolen om produkten är skadad.
3. Inga tillbehör annat än vad som beskrivs i denna bruksanvisning får användas monterade på produkten. Ta alltid kontakt med din Hjälpmedelscentral om ytterligare stöd eller bälten behövs.
4. Tvätta badstolen innan barnet använder badstolen första gången.

Montering av extensionsrör

I badsetet Maja ingår två extensionsrör. Extensionsröret består av två rör som skjuts i varandra dvs ett av rören har mindre diameter än det andra.

Ett extensionsrör skall monteras på badstolens ryggstöd, bakom barnet. Det andra extensionsröret bör monteras framför barnet, se bild 4.

Massera in tvällödder i sugkopparna, tryck sugkopparna mot badkarsväggarna, så röret hamnar horisontellt och rakt framför barnet.



Bild 4

Extensionshandtaget ger trygghet och säkerhet under badet och hjälper barnet att kunna fixera händerna.

Viktigt!

Kontrollera noga att barnet sitter säkert i badstolen och att ingen tipprisk föreligger!

Höft/Bålbälte

Bältet som medföljer kan användas som höftbälte eller bålbälte.

Montera bältet i de nedersta skårorna, kontrollera att kardborrebandens hårdare yta är vänd ut från barnets hud. Bältet kan nu användas som höftbälte.

Montera bältet i de övre skårorna om du vill använda bältet som bålbälte.

Extra bälte kan beställas om man behöver både höft- och bålbälte samtidigt.



Bild 5

Montering av abduktionsklossen

Innan badstolen placeras i badkaret, skall abduktionsklossen skruvas fast. För att få rätt avstånd mellan ryggstödet och abduktionsklossen börja med att helt skruva bort abduktionsklossen.

Placera badstolen på golvet, med ryggen mot en vägg. Sätt barnet, med så lite kläder på som möjligt, i badstolen. Prova att placera abduktionsklossen i de fyra hålen och gör en bedömning av var abduktionsklossen bör skruvas fast. Lyft barnet ur badstolen, skruva sedan fast abduktionsklossen.



Bild 12

OBS!

Använd inte badolja eller badsalt i badet ihop med badstolen. Vi rekommenderar badschampo eller badskum!

Storleksguide

Storlek	1	2
Sitthöjd	7,5 cm	7,5 cm
Sittbredd	34 cm	34 cm
Sittdjup	28 cm	33 cm
Rygghöjd	35 cm	46 cm
Max brukarvikt	30 kg	35 kg
Vikt	3 kg	4 kg

Extensionsrör

Längd 47 – 70

Vikt 1 kg

Lämna aldrig något barn, som sitter i badstolen Maja, ensam och utan uppsikt!

Underhåll och skötsel

Tvätta av badstolen med varmt vatten och rengöringsmedel t ex diskmedel. Tänk på att inte använda material som repar ytan.

Sätt gärna ihop kardborrebandet innan bandet läggs i tvättmaskin 40 grader C.

Använd inga blekningsmedel vid rengöring av badstolens chassi.

Badstolen kan göras rent i en autoklav. Temperaturen bör ej ställas högre än 75 grader C.



Bild 14

Teknisk information

Höft/bålbältet är av nylon med kardborreband för fastsättning. Alla material är latex-fria.

Alla övriga komponenter är av rostfritt stål.

Lyfta bort badstolen från badkaret

Lyft endast kanten på sugkoppen för att få sugkopparna att lossna från badkarsytan och undertrycket. Inga verktyg behövs.

Badset **Maja**

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00
Fax 0300 - 56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent

G & S Smirthwaite Ltd
17 Wentworth Road Heathfield,
Devon. TQ12 6TL
England

Int'l Tel: +44 (0) 1626 835552
Int'l Fax: +44 (0) 1626 835428

enquiries@smirthwaite.co.uk
www.smirthwaite.co.uk

