

Rekonditioneringsanvisning

Badstol Blue Wave



Underhåll och skötsel av

badstolen Blue Wave

Rengöring av badstol

Ta av den mjuka klädseln genom att vinkla upp ryggstödet och sitsen. Dra därefter av klädseln. Sätt ihop alla kardborreband innan tvätt.



Den mjuka klädseln tvättas i maskin 70°C. Torktumla på låg temperatur.

Använd inga rengöringsmedel med blekningsmedel vid rengöring av klädseln.

Vid rengöring i tvättkabinett kan klädseln sitta kvar på badstolen. Välj ett tvättprogram som tvättar 60°C i 3 min och 90°C i 1 min, sammanlagd tvätt- och torktid i tvättkabinett ca 45 - 60 min, enligt EN ISO 15883.

Rengöring av badstolsram, badstolsunderrede och duschunderrede i hemmiljö.

Rengör badstolens ram, badkarsunderredet och duschunderredet med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel och blekningsmedel. Undvik skurborstar, Swinto och dylikt som kan skada ramens yta.

Badstolen och badkarsunderredet kan även göras rent i en autoklav. Temperaturen bör ställas till ca 60 - 75°C.

Vid rengöring i tvättkabinett ska Badstolen Blue Wave stå plant eller på bad- eller duschunderredet.

Märkning

På ramen skall det, förutom etikett med GS1 13-märkning och etikett med serienummer, finnas en etikett med följande information:

Denna produkt säljs i Sverige genom

Mayday Aid AB

Arendalsvägen 35

434 39 KUNGSBACKA

Beställ ny om denna saknas!

Information om material

- Den mjuka klädseln är tillverkad av vävt polyestertyg. Bältena är av nylon och har kardborreband för fästning.
- Duschunderredet är konstruerat av aluminiumrör med en extra hållbar vit ytlackering. Mindre skador kan ifyllas med en vattenbaserad lackfärg, kulör S 0502-Y, som kan beställas via leverantören, art nr E441.
- Alla material är fria från latex och ftalater.
- Alla övriga komponenter är av rostfritt stål.

Service och underhåll

Badstolen, badkarsunderredet och duschunderredet bör kontrolleras regelbundet av föräldrar eller omsorgspersonal i samband med användning. Kontrollera klädseln för revor i tyg och hållor. Byt ut trasig klädsel direkt, eftersom det annars kan finnas risk för personskada.

Kontrollera att vinklingsfunktionen i rygg, sits och ben fungerar.

Om duschunderrede används, kontrollera att hjulen rullar fritt och att bromsarna fungerar. Hjulen bör rengöras från hår, tvålrester och dylikt varje vecka. Hjulen rengörs bäst genom att spruta in vatten i hjulet från undersidan.

Vid regelbunden kontroll och rengöring i samband med användning, förlängs produkternas hållbarhet. Badstolen och dess tillbehör är konstruerade så att inga skruvar behöver kontrolleras och dras åt.

Innan badstolen och dess tillbehör lämnas vidare till ny användare, måste noggranna kontroll samt rengöring utföras av rekonditioneringspersonal så som beskrivits ovan.

Om badstolen sköts och kontrolleras i samband med användning behöver den för övrigt inga regelbundna kontroller på hjälpmedelscentralen.