

Armbågsortoser finns i 7 olika längder:

Längd	färg på kardborreband
180 mm	grön
210 mm	blå
230 mm	röd
260 mm	gul
280 mm	orange
310 mm	svart
340 mm	svart

OBS! Färger och längder kan varieras



Användningsområde

Barn, med svårighet att med händerna klara av att viljemässigt gripa och släppa saker, kan lättare klara det med hjälp av en armbågsortos. Barn, som river sig eller på annat sätt kan tillföra sig skador, kan med fördel också använda sig av armbågsortoser.



Skötsel / Tvättanvisning

Mycket viktigt!

Innan tvätt skall alla metall-latter tas ur sina fickor. Kardborrebanden skall "paras ihop" med respektive kardborre så att tygets yta inte slits i onödan under tvätt. Armbågsortosen skall inte torktumlas utan torkas på plant underlag med öppnade kardborreband.



Viktigt att veta

Sätta på armbågsortos

Armbågsortosen skall placeras runt handleden. Handen skall kunna röra sig obehindrat, dvs kunna vinklas upp och ner, utan att armbågsortosen är i vägen för rörelsen. Armbågsortosen skall förhindra armbågen böjer sig. Hela armen skall vara i ett utsträckt läge, då armbågsortosen används, det vill säga i extenderad position.

Konduktiv pedagogik

Under konduktiv inlärning använder man sig av armbågsortoser då man t ex eftersträvar ett självständigt sittande för barn vid bord med handtag, ribbor eller gästegar att hålla sig i.

Barnet kan själv, under lek och träning, hitta ett grepp i ett handtag eller i någon av de horisontella träribborna, som gästegen erbjuder på lämplig höjd.

Material

Insidan av armbågsortosen är tillverkad av mjuk bomulltyg för att vara behaglig och skön mot huden. Materialet på utsidan är i polyester/ bomull, med långa kardborreband så att man snabbt och enkelt kan placera ortosen runt armen. Metall-latterna som håller ortosen sträckt, är insydda i små fickor för att tas ur vid t ex *handtvätt* eller *Fin maskintvätt 40°*.

Mer information hittar du på www.maydayaid.se