

ThevoChair säljs komplett med fotpall, inkontinensöverdrag (till både stol och fotpall), låsspak, huvudstöd och ramskydd.

Fåtöljen och fotpallen har en behaglig gungfunktion, som rör sig i den takt man önskar, helt individuellt. Fåtöljen ThevoChair är lätt att placera, då den inte kräver närhet till ett eluttag eller har sladdar som kan utgöra fallrisk.



## Användningsområde

### Rogivande gungstol

ThevoChair är en modern gungstol, utvecklad för att reducera symptom hos personer med demenssjukdom. Personer med demenssjukdom, som dagligen sitter och gungar i stolen, upplever en lindring av symptom såsom oro, rastlöshet och depression.

Bruksanvisning hittar du på vår hemsida: [www.maydayaid.se](http://www.maydayaid.se)



### Viktigt att veta

Gungmekanismen kan låsas med hjälp av en låsspak. Låsningen gör gungstolen extra stabil och säker vid nedsittning/ uppresning för en person med dålig balans. Tänk på att snurrmekanismen inte går att låsa.

Försök att förutse olycksrisker!

## Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs hela bruksanvisningen innan du använder fåtöljen ThevoChair. Lär dig låsspaksfunktionen och hur du hanterar produkten, öva gärna praktiskt att förflytta dig i och ur fåtöljen innan du hjälper någon annan.

Som vårdpersonal eller anhörig är du ansvarig för säkerheten omkring den vårdbehövande. Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen. Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen.

Viktigt!

ThevoChair skall endast användas inomhus och skall placeras på en jämn plan golvyta. Tänk på att mattor runt fåtöljen kan förorsaka onödiga fallolyckor.



## Skötsel / Underhåll

Inkontinensklädseln är enkel att ta av om man först monterar av ryggstaget. Klädseln kan tvättas i maskin i 60 grader. Vi rekommenderar att hänga upp eller lägga klädseln plant under torkning, **torktumla inte!**

Gungstolen, fåtöljen ThevoChair skall användas och förvaras inomhus. Tvätta ren fåtöljen med mjuk, fuktig trasa och milda rengöringsmedel och/eller decinfektionsmedel. Förvara gåstolen inomhus.



do not use  
a hot iron



do not  
dry-clean



do not  
tumble-dry



do not  
bleach

Mer information hittar du på [www.maydayaid.se](http://www.maydayaid.se)