

Bruksanvisning **Off Road**



Denna bruksanvisning ger information om montering, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av sulkyvagnen Off Road. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av sittvagnen.

Innehållsförteckning

Allmän information	3	Justering av fotstöd	9
Användningsområde	3	Montering av tillbehör	10
Produktansvar och säkerhet	4	Montering av förlängt körhandtag	11
Garanti och hållbarhet	4	Underhåll	12
Service och reparationer	4	Checklista	12
Off Road - Introduktion	5	Demontering och skrotningsinstruktion	12
Allmänna säkerhetsinstruktioner	6	Teknisk data	13
Kontroll vid leverans	7		
Underhåll och skötsel	7		
Monteringsanvisning	8		
Fälla upp	8		
Sufflett	9		
Regnskydd för ben	9		

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel. 0300-56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Allmän information

Off Road är en enkel sittvagn för barn och ungdomar med funktionshinder, som behöver sitta bekvämt och säkert vid förflyttning .

För att kunna göra inställningar av sittvagnen så att ditt barn får en optimal sittkomfort ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan sittvagnen tas i bruk.

Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med sittvagnen Off Road.

Användningsområde

Off Road är en sittvagn för barn och ungdomar. Observera att endast en person åt gången får åka i sittvagnen. Använd alltid bälte så att personen sitter säkert och inte kan ramla ur. Sittvagnen får endast köras av vuxen person. Off Road-vagnen skall köras framför förälder eller annan vårdnadsgivare.

Sittvagnen är lätt att köra, alla hjulen är fixerade rakt fram vilket gör att sittvagnen fungerar väl att användas på ojämn mark.

Off Road skall användas av personer som har problem att gå och som behöver hjälp med förflyttningar.

Varning!

Tänk på att aldrig lägga tunga föremål i tygfickan på sulkyryggen, det finns risk för att sittvagnen tippar bakåt!

Produktansvar och säkerhet

Sittvagnen Swifty är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att Swifty uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav.

Företaget Thomashilfen GmbH[®] försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att Swifty är CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

Off Roadvagnen har 2 års garanti. Garanti gäller då Off Road förvaras inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

Service och reparationer

Service och reparationer på Off Road skall endast utföras i samråd med personal från företaget MAYDAY AID AB.

Vid montering och justering behövs ibland verktyg. Var noga med att alltid dra åt skruvar och muttrar efter justering.

Lämna aldrig barn som sitter eller sover i sittvagnen ensam!

Off Road - Introduktion

Off Road finns i två storlekar, Junior och Senior, och är tillverkad för att kunna användas av barn, ungdomar och vuxna som behöver hjälp vid förflyttningar. Off Road kan användas på både jämn och ojämn mark.

Tänk på att tipprisk föreligger då sittvagnar körs på ojämnt och/ eller sluttande underlag.

1. Körhandtag
2. Låsvred
3. Handbromsar
4. Bakhjul
5. Framhjul
6. Sufflett
7. Fotstöd



Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs hela bruksanvisningen innan du använder sittvagnen Off Road.

Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten, öva gärna praktiskt att slå ihop och fälla ut sittvagnen.

Som förälder eller annan målsman är du ansvarig för säkerheten omkring ditt barn. Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen. Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber dig därför att alltid vara försiktig och informera alla personer som finns runt brukaren som använder sig av hjälpmedlet och de olika tillbehören om hur produkten fungerar och skall användas.

Använd parkeringsbromsen varje gång du ska sätta i eller ta barnet ur Off Roadvagnen. Parkeringsbromsa vagnen också när du ska montera på ett tillbehör.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i bruksanvisningen, se sid 2 för kontaktinformation.

Viktigt!

Off Road får användas ute och fungerar på såväl jämn som ojämn mark. Tänk på att sittvagnar kan tippa på gropigt underlag eller rulla iväg på sluttningar.

Följ alltid viktrekommendationerna.

Kontrollera alltid Off Road extra noga efter flygresor eller liknande. Sittvagnen kan ha blivit utsatt för kraftiga slag och hård hantering, notera att den fortfarande fungerar.

Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande delar vid leverans:

- Off Road sittenhets, tygfotplatta och chassi integrerad i en enhet
- Sufflett
- Tillbehör enligt beställning
- Bruksanvisning

Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat Off Road under transport. Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt för små barn att leka med – kvävningrisk!



Underhåll och skötsel

Klädsel är enkel att torka av. Borsta regelbundet bort ludd och annan smuts från kardborrebanden så att kardborren fäster ordentligt.

Off Road chassiram skall torkas av med fuktig trasa och milda rengöringsmedel till exempel diskmedel. Använd inte stålull eller liknande material vid rengöring.

VIKTIGT!

Tänk på att byxor som bildar veck eller liknande kan orsaka hudirritation och rodnad, dra försiktigt i kläder så att tyget ligger så slätt som möjligt mot huden.

Monteringsanvisning

Fälla upp

1. Skruva av låsvreden på båda sidor av sulkyns sidorör. Vinkla och lyft därefter nedre ramröret över hålet där låsvredet satt tidigare.

Placera låsvredet i det förberedda hålet och dra åt. Gör detsamma på sulkyns andra sida.

Tänk på att låsvredet kan dras rakt ut för att kunna placeras i annan vinkel så att det blir enklare att dra åt. Tänk också på att ställa låsvredet så att ingen skadar sig på det vid t ex förflyttning i och ur.



Hjulen monteras genom "quick release", tryck in metallknappen i mitten av hjulets nav.

Observera stt bakhjulen(18') är större än framhjulen (16').

Skjut in hjulets metallaxel i ramens bakaxel och släpp metallknappen.

Försäkra dig om att låsspärren utlöst genom att skaka hjulet och kontrollera att det då sitter kvar ordentligt.

Tänk på att bromsarna inte skall vara påslagna vid av och på montering av hjulen.



Sufflett

Suffletten är monterad och kan placeras nerfälld bakom ryggen på vagnen då den inte används. Placera suffletten över personen som sitter i vagnen. Bestäm avståndet genom att dra det bakre kardborrebandet runt handtagsbågen och fäst på bandet. Kardborrebanden på sufflettens sidor fästs på vagnens sidor.



Regnskydd för benen

Regnskyddet för benen, tillsammans med suffletten, skyddar mot regn och snö. Regnskyddet ligger i sulkyns ryggficka.

Regnskyddet monteras med kardborrebanden som finns på bägge sidorna av överdraget och vid fotändan.



Justering av fotstöd

Lossa på de nedersta insexskruvarna på var sida om fotstödet. Fotstödet kan därefter skjutas upp eller ner för rätt höjdställning. Glöm inte att skruva åt då fotstödet hamnat i rätt höjd.

OBS! Kontrollera att fotstaget hamnar på samma avstånd på bägge sidor, annars kan vagnen börja dra snett!



Montering av tillbehör

Sittinsats

Öppna fempunktsbältet. Placera sittinsatsen så att sits och rygg stämmer överens.

I sittinsatsens "hörn" finns öppningar för bältet. Trä bältena genom öppningarna. Bind fast insatsen med banden i vagnens ram.

Bältesdelen, som skall vara mellan benen, träs via abduktionsklossen till mittpunktens lås.

Sittinsatsen består av fyra separata kamrar, där varje fack kan stängas med hjälp av dragkedjor. I varje fack finns det kuddar som består av en mängd plastkuler. Genom att ta bort eller lägga till plastkuler i respektive fack kan man förändra sittkomforten.

Tänk på att plastkuler är farliga att få i sig!

Överdraget på sittinsatsen är i bomull och kan tvättas i 40° C.



Montering av förlängt körhandtag på Junior modellen

1. Skruva loss skruven vid ryggen på bägge sidor av vagnen.

2. Lyft upp fästena så att rören "friläggs".

3. Montera de två fästena på körhandtagsfästena på rördelarna.

4. Skruva fast fästena och därefter ryggfästena.



Underhåll och skötsel

Sittvagnen Off Road skall förvaras inomhus. Sand, hår och skräp förstör kullager. Håll därför hjulen så rena som möjligt. Se till att alla fyra hjulen är pumpade lika. Rengör ofta ramrör, hjulnav, bälten m m.

Off Road skall kontrolleras regelbundet för bästa hållbarhet och funktion, var vänlig följ checklistan nedan.

Checklista

	Dagligen	Varje vecka	Varje månad
Bälten, klädsel och körhandtag	X		
Parkeringsbroms	X		
Låsvred och skruvar		X	
Bakhjul, framhjul och kullager			X
Fotplattans höjd			X

Demontering och skrotningsinstruktion

Mayday Aid AB arbetar för hållbar utveckling genom återvinning. Att återvinna avfall är att man tar tillvara på material och försöker återanvända dem.

Vid privat inköp, kontakta din kommun för information om var du kan lämna in din förbrukade sittvagn/ sulky för återvinning. Material som kan lämnas på återvinningscentral är följande:

1. Emballage / kartong.
Återvinns och sorteras med KARTONG
2. Metall.
Återvinns och sorteras med METALL
3. Gummi / Plast.
Återvinns och sorteras med BRÄNNBART
4. Klädsel. Tyg, remmar och annan textil.
Återvinns och sorteras med BRÄNNBART.

Teknisk data Off Road

Mått i cm	Off Road Junior	Off Road Senior
Artikelnummer	1009	1014
Sittbredd	39	43
Sittbredd med insats	29	33
Ryggstödshöjd	63	68
Benlängd / Fotplatta		
Ryggvinkel	82°	82°
Vagnens vikt	12,5 kg	13 kg
Max belastning	80 kg	80 kg
Längd, ihopslagen	125	150
Totala mått uppfälld (B x H x D)	61 x 90 x 125	69 x 99 x 145
Totala mått hopfälld (B x H x D)	63 x 16 x 81	79x 15 x49
Framhjul	16"	16"
Bakhjul	18"	18"
Färg chassi	Silver	Silver
Färg klädsel	Svart	Svart

Sittvagnen **Off Road**

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent

KFN ApS

Bondesvadvej 15
8300 Odder

Telefon +45 86 14 22 65
Mobil +45 20 23 22 65

kfn@kfn-aps.dks

www.kfn-aps.dk

KFN ApS