

Monteringsanvisning

Off Road med cykelkoppling



MAYDAY AID

Denna monteringsanvisning ger information om montering och vissa säkerhetsföreskrifter som gäller då man använder sig av cykelkoppling till sulkyvagnen Off Road.

Allmän information

Off Road är en enkel sittvagn för barn och ungdomar med funktionshinder, som behöver sitta bekvämt och säkert vid förflyttning .

Användningsområde

Off Road är en sittvagn för barn och ungdomar. Observera att endast en person åt gången får åka i sittvagnen. Använd alltid sulkyns bälte så att personen sitter säkert under promenaden eller cykelfärden.

Varning!

Tänk på att aldrig lägga tunga föremål i tygfickan på sulkyryggen, det finns risk för att sittvagnen tippar bakåt!



1. Ta av framhjulen på bägge sidor av vagnen genom att trycka på utsidan av hjulnavet - quick release



2. Placera de röda stagen, på bägge sidor, så att de inte ligger ivägen för öppningen, se bild.



3. Haka på cykelkopplingen över hjulfästet. Det tvärgående röret skall hamna på sulkyns framsida.



4. Placera det röda staget så att det nedre hålet hamnar över det översta hålet, se bild 4.

Sätt i hjulaxeln i det övre hålet så att hjulaxeln låser fast cykelstaget på plats.



5. Gör likadant på andra sidan.



6. Bägge hjulen monteras därefter i dem övre, cykelfästets, nav. Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt.



7. På cykelstaget finns ett rör med ett genomgående hål.
På motsvarande cykelkopplingsrör finns också ett hål för ett säkerhetsbeslag



8. För röret över och matcha in hålen så att säkerhetsbeslaget kan skjutas in i hålet.

Eventuellt kan du behöva lossa på den översta insexskruven så att lutningen på cykelstaget hamnar rätt.



9. Kläm över öglan så att säkerhetsbeslaget hamnar som på bild 9.



Montera dragfästet på cykeln

10. Placera fästet på cykelns ram vid bakre hjulet.



11. Kontrollera att muttern på fästets motsvarande sida, ligger i sitt spår innan insexskruven dras åt.



12. Skruva fast fästet på ramen.



13. Vrid dragstaget ut från cykeln.



14. Montera cykelkopplingen över fästet.
Sätt fast med hjälp av säkerhetssprinten.



15. Kontrollera noggrant att allt sitter fast ordentligt.



Off Road

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent

KFN ApS

Bondesvadvej 15
8300 Odder

Telefon +45 86 14 22 65
Mobil +45 20 23 22 65

kfn@kfn-aps.dks

www.kfn-aps.dk

KFN ApS