

Paddan och Grodan



Hörnstol Paddan med bordet Grodan



Paddan och Grodan säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



Paddan

Hörnstol

Snygg och praktisk hörnstol så att alla barn ska kunna sitta med och vara del i lek och aktivitet på golvet. Sittplattan är bred och stabil för att stå stadigt på golvet. Sitt- och ryggdelarna är mjukt polstrade för att ge barnet ett bekvämt stöd.



Hörnstol paddan med tillbehöret ryggkil.

Den övre ryggdelen kan ställas in i höjd med hjälp av skruvarna på baksidan av ryggstödet. Bältena sitter fast med kardborreband och kan lätt placeras där stödet behövs som mest. Höftbälte sätts fast runt barnets höft med fixlocksås.

Abduktionsklossen skruvas fast i sittplattan. Placeringen anpassas efter barnets sittdjup. Under dragkedjan på ovasidan av klossen hittar man skruven för justering. Tyget är slitstarkt, tål både lek och spill och kan enkelt torkas av med en fuktig trasa.

Fakta Hörnstol Paddan

Modell	Padda storlek 1	Padda storlek 2	Padda storlek 3
Artikelnummer	JNR41	JNR42	JNR44
Max användarvikt	25 kg	35 kg	50 kg
Sittplattans storlek (mm)	490-500	520 – 540	600 – 630
Ryggstödshöjd (mm)	315 – 425	440 – 620	500 – 680
Sittdjup (mm)	160 – 260	180 – 280	260 – 360

Fakta Lekbord Grodan

Modell	Grodan storlek Mini	Grodan storlek 1	Grodan storlek 2
Artikelnummer	JNR 64	JNR 65	JNR 66
Vinkling av bordskiva	+40° till -40°	+40° till -40°	+40° till -40°
Basytan (mm)	600 x 380	600 x 380	700 x 420
Bordshöjd (mm)	190 – 280	245 – 345	245 – 400
Bordsytan (mm)	620 – 520	620 – 520	700 – 520



Ryggkilen placeras i hörnet för att ge stöd åt ryggraden och uppmuntra till uppresning av bål och rygg.

Bordet Grodan

Fristående arbetsbordet Grodan kan sättas fast med kardborreband ihop med med hörnstolen. Grodan är utskuren fram så att bordsskivan kan placeras nära barnet. Understödsytan ger barnets underarmar ett stabilt stöd som hjälper barnet att kunna hålla huvud och kropp upprest. Såväl hörnstol som bord kan desinfekteras vid behov.



Produkterna kan förekomma i olika färger.



CE

Paddan och Grodan säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01
info@maydayaid.se www.maydayaid.se

MAYDAY AID