

Servicemanual Sitter Seat - Sitsen Susanne



Serviceinformation

Underhållet av ett hjälpmedel / Medicinteknisk produkt ansvarar ägaren för. Om inte underhåll följs upphör garanti att gälla. Tänk på att en produkt som inte servas äventyrar säkerheten både för användare (brukaren) och vårdaren.

- A. Läs igenom bruksanvisningen noggrant för användning av produkten.
- B. Spara bruksanvisningen och ev bifogade verktyg, behåll dem för framtida behov.
- C. Rengör produkten med en fuktig trasa dagligen eller efter användande.
- D. Gör en visuell inspektion dagligen, kontrollera att höftgrenbältet och bröstbältet fungerar och sitter monterat på rätt sätt, se bild.
- E. Kontrollera fastsättningsremmen som löper i sitsens sidohål, sitter monterad rätt och att spännena fungerar.



Kontrollera att det på sitsens båda sidor finns två skruvar som sitter fast i sitsens rygg och håller sitsens monteringsremmar på plats.



Skötselanvisning:

Kontrollera dagligen:

Att alla skruvar är åtdragna och varken skruvar eller brickor saknas.

Att inga vassa, skarpa kanter har finns på ytan.

Att bälten och fassättningsremmarna är rätt placerad och att låsspännen fungerar.

Att rengöra kardborrebanden genom att borsta dem rena och fria från damm och smuts.

Tvättanvisning:

Sitter Seat - Sitsen Susanne ska torkas ren med varmt vatten och milt, miljövänligt rengöringsmedel, avsluta med att torka sitsen torr.



VIKTIGT!

Inget vatten eller annan vätska får komma in i sitsens ventil, se bild.



Sitter Seat - Sitsen Susanne får **inte** tvättas med högstryckstvätt eller liknande.

Susanne kan torkas av med desinfektionsmedel.

Sitsen Susanne - Sitter Seat är utformad för att både små och stora barn skall kunna sitta själva.

Sitsen Susanne finns i fem storlekar och flera olika färger på Susanne förekommer.

Sitsen kan placeras på en vanlig stol eller i en sulky, som tillbehör finns också tre underreden; en golvsits (Lars - Floor Base), ett träunderrede med fyra ledade hjul (Roland - mobility Base) och ett träunderrede som står på fyra fötter (Frank - Stationary Base)

