

# Emma



Flexibel omvårdnad

  
**KaysenBetten**  
Pflegebetten für Kinder



**MAYDAY AID**

EMMA I säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 33 b, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



# EMMA I

## För flexibel omvårdnad


EMMA I är en idealisk säng för ungdomar och vuxna med funktionshinder som kräver mycket vård och träning i sömnmiljö.

Sängen passar mycket bra för brukare som inte kan klara av att sitta på egen hand. Plexiglassidorna ger brukaren en möjlighet att vara delaktig i vad som händer i närheten samtidigt som du som vårdnadsgivare kan ha kontroll och vara behjälplig vid behov.

EMMA I kan beställas i två olika utföranden, med färg eller helt i naturlig träfärg både med 4 eller 8 dörrar.



Denna säng är alltid utrustad med lyft som höjer huvudändan och sänker fotändan eller vice versa.



## EMMAS bästa egenskaper

- Stor höjdvariation på liggytan, pendla mellan 50 cm.
- Optimal ergonomisk arbetsställning för vård och omsorg i sängen.
- Låg instegshöjd, 17 cm, för att underlätta vid egen för flyttning till eller från sängen, finns som tillval.
- Speciellt låssystem hindrar grindarna från att öppnas från insidan.
- Kan beställas med manuell eller elektrisk reglage för att ändra ställning i sängen.
- Sängen är behandlad för att klara kraven enligt DIN 71-3 "Childrens Toys Safety Act"
- Kan med fördel användas som dagbädd.
- Plexiglass gör det möjligt att hela tiden ha uppsikt
- Liggytan kan förändras på många olika sätt
- Sängens storlek 90 x 200 cm



Höjden justeras mellan 35 cm som lägst till 85 cm som högst i ligghöjd. Utrymmet under sängen, 66 cm, gör det möjligt att använda sig av personlyft vid förflyttning till och från sängen.

## Fakta

Emma I	
Höjd spjalsängens sidor	80 cm
Totalmått bredd x längd insidan / utsidan	90 x200 / 101x226
Yttermått med monterat dörrlås	106,5 x 226
Maxhöjd med lyft och hjul (7,5 cm)	132,5 cm
Ligghöjd med madrass och hjul (7,5 cm)	Minimum 35 cm
	Maximum 85 cm
Max brukarvikt	150 kg

## Tillbehör

Rekommenderade tillbehör	
Utvändigt grindlås	
Madrass KM3	
Övriga tillbehör	
Latex-madrass KM1	Spjalskydd
Antidecubitus-madrass KM2	Skummimadrass KM5
Madrass med konstläderöverdrag, KM4	Inkontinensöverdrag
Sänghimmel	Instegskil
Terapimatta	Madrassering
Hjul, 16,5 cm	Sängsidor av plexiglas
Hjul, 13,5 cm	Madrassfästen
Hjul, trä 13,5 cm	Sängdävert
Hjul, 10 cm	Mobilhållare
Hjul, 7,5 cm	



EMMA I med öppna långsidor.



EMMA I säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 33 b, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01  
info@maydayaid.se www.maydayaid.se

**MAYDAY AID**