

# FLUX



Rollatorn som följer med

MAYDAY AID



FLUX rollator säljs i Sverige genom: Mayday Aid AB | Fagerdalavägen 17F, S- 139 52 Värmdö  
Tel: +46 (0) 8-574 120 00 | Fax: + 46 (0) 8-574 120 01 | info@maydayaid.se | www.maydayaid.se

CE

FLUX produktblad april 2007

## FLUX, rollatorn som följer med!

Flux, en bakåtvänd rollator för barn och ungdomar, som växer i takt med användaren. De ställbara universalhandtagen är lätta att justera till rätt höjd och bredd.



FLUX, monterad med universalhandtag.

Flux är en bakåtvänd rollator som är stabil och lätt. För barn med viljan och förmågan ger Flux det stöd som behövs.

### Tillbehör

- Underarmsstöd med handtag
- Avbärarhjul
- Släpbroms
- Bakåtbroms (bakåtspärr)
- Handbroms/Parkeringsbroms
- Antitippstöd
- Sits, uppfällbar
- Höftstöd, justerbar
- Dynamiskt stöd
- Pakethållare
- Korg
- Riktningsspärr

### Fakta

Modell (cm)	Flux 1	Flux 2	Flux 3
Handtag standard:			
Höjd	46-60	57-80	66-85
Bredd	41	46	51
Universal handtag:			
Höjd	40-66	51-86	60-91
Bredd	29-41	34-41	39-51
Underarmsstöd med handtag:			
Höj från golv	46-70	57-90	66-95
Bredd mellan underarmsstöden	29-41	34-46	39-51
Total längd	65	81	88
Bredd	62	67	72
Max belastning (kg)	60	60	60
Framhjul diameter	15/20	15/20	15/20
Sitthöjd	37	45	54
Vikt (kg)	6,4	6,7	7,0

FLUX säljs i Sverige genom:  
Mayday Aid AB  
Fagerdalavägen 17F  
S- 139 52 Värmdö  
Tel: +46 (0) 8-574 120 00 | Fax: + 46 (0) 8-574 120 01  
info@maydayaid.se | www.maydayaid.se

MAYDAY AID



Pakethållare med korg (tillbehör)



Underarmsstöd och handbroms (tillbehör)



Dynamiskt stöd (tillbehör)

### Dynamiskt stöd

Tänk dig ett rörligt stöd som följer med i barnets rörelser och samtidigt hjälper till att hålla barnet uppe.

Barnet tillåts släppa taget om körhandtagen ändå finns rollatorn där som stöd precis bakom. Stödet monteras på rollatorramen bakom brukaren. Barnet som går i rollatorn behöver antingen ett midjebälte (finns som tillbehör) eller en personlig korsett.

På korsetten monteras en länk så att brukaren kan koppla ihop sig med det dynamiska stödet.

Med det här stödet kommer många barn att kunna gå långt!

### Flux finns i tre storlekar

Flux 1 art nr: 3301-1500  
Flux 2 art nr: 3302-1500  
Flux 3 art nr: 3303-1500

MAYDAY AID



CE

Mayday Aid, med värme och omtanke...