

# Hannah



## Nattro med Hannah



KayserBetten Hannah säljs i Sverige genom: Mayday Aid AB | Fagerdalavägen 17F, S- 139 52 Värmdö  
Tel: +46 (0) 8-574 120 00 | Fax: +46 (0) 8-574 120 01 | info@maydayaid.se | www.maydayaid.se



KayserBetten Hannah produktblad april 2007

MAYDAY AID

## Sängen Hannah

Hannah är sängen med sammetsmjuk, behandlad träyta med en fast och varm känsla som är tilltalande för barnen. I tillverkningen av Hannah har målsättningen varit att skapa en stabil konstruktion för att uppnå en trygg miljö för aktiva barn.



Även dagtid använder barnen sängen Hannah för lek. Specialmadrassen KM4, som har ett fastsytt överdrag i konstläder, har visat sig praktiskt i vardagen.



Hannah är en säker säng som är utrustad med ett dörlås som sträcker sig längs hela framsidan. Den specialdesignade konstruktionen förhindrar att grindarna kan öppnas från insidan.

## Stor - större - störst

Hannah finns i fyra olika storlekar och man kan kombineras med olika sängbottnar, se broschyr "Sängbottnar till Kayserbetten sängar".



### Fakta

Innermått	Ytermått
100 x 200 cm	110 x 215 cm
90 x 170 cm	100 x 185 cm

### Total höjd

Hannah 70	110 cm
Hannah 98	139 cm
Hannah 135	174 cm
Hannah 170	210 cm
Max brukarvikt är 150 kg	

Träytan är behandlad enl. DIN 73-3 / EN 71-3 (Europeisk säkerhetsstandard för leksaker)

### Tillbehör

Med Kayserbetten har du full frihet att utrusta din säng precis som du vill ha den: madrassering, vikdörrar på alla sidor, olika typer av hjul med mera.



Hannah 170

Hannah 135

Hannah 98

Hannah 70



**KayserBetten**  
Carecots for Children



Hannah säljs i Sverige genom:  
Mayday Aid AB  
Fagerdalavägen 17F  
S- 139 52 Värmdö  
Tel: +46 (0) 8-574 120 00 | Fax: + 46 (0) 8-574 120 01  
info@maydayaid.se | www.maydayaid.se

MAYDAY AID

MAYDAY AID



CE

Mayday Aid, med värme och omtanke...