

Happy Strap



Höftledsortos för barn med hypotoni



Happy Strap säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



Happy Strap

Höftledsortos för barn

Den mjuka höftledsortosen, Happy Strap, är framtagen för att ge hypotona barn en förbättrad stabilitet i höfterna, vilket hjälper barnet att utveckla sitt-, kryp- och gångförmågan.

Hypotoni, ligamentär instabilitet, och tonusväxling är karaktäristiskt för barn med t ex Downs syndrom. Dessa barn utvecklar ett ineffektivt rörelsemönster med utåtrotterade och abducerade höfter samt flekterade och valgusställda knän. Detta kan på sikt leda till ortopediska komplikationer som orsakar smärta i höft- och knäled. Det är därför viktigt att sätta in åtgärder tidigt i barnens utveckling. Happy Strap har en enkel men effektiv konstruktion som stabiliserar höftlederna utan att hindra barnet i sin vilja att röra sig.



Möjligheten att sitta på huk blir bättre med Happy Strap.



Koncentrationen på balansera och gå blir enklare eftersom Happy Strap hjälper att hålla benen ihop.



Uppför rutschkanan är nästan lika spännande som att åka nerför!



Sitta grensle och köra runt på en nyckelpiga är roligt!

Tekniska specifikationer

| Ålder | Storlek | Lårets omkrets Mät mitt emellan ljumske och knä. | Färg |
|------------|---------|---|---------|
| 0 - 12 mån | X-small | <24 cm | ljusblå |
| 1 - 3 år | Small | 24 - 34 cm | orange |
| 3 - 5 år | Medium | 32 - 40 cm | grönblå |
| 5 - 8 år | Large | 38 - 48 cm | lila |



CE

HAPPY STRAP säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

MAYDAY AID