

# Meywalk mk3



Den moderna gåstolen

**meywalk. mk3**



Meywalk MK3 säljs i Sverige genom: Mayday Aid AB | Fagerdalavägen 17F, S- 139 52 Värmdö  
Tel: +46 (0) 8-574 120 00 | Fax: + 46 (0) 8-574 120 01 | info@maydayaid.se | www.maydayaid.se

MAYDAY AID

CE

Meywalk MK3 produktladd april 2007

## Meywalk mk3

- ny design på smart gästol

Modern dansk design på en kvalitetsgästol, nu med ännu fler smarta lösningar.

### Standardutförande:

Gästolen Meywalk MK3 har en pulverlackerad stålram, lätt delbar i en övre och en undre del. Övre ramdelen består av en bålstödsring, sittenhets med rumpstopp och handtagsbåge. På nedre ramdelen finns två massiva bakhjul, två ledade massiva länkhjul fram, parkeringsbromsar, fjädrar och avbärarhjul fram.

Nya Meywalk MK3 har en öppen design vilket gör det enklare att komma in och ur gästolen, med eller utan sele. Rumpstoppsskenan glider lätt in under sadeln, då stoppet inte behöver vara på plats.

Inga verktyg behövs för att göra vardagsjusteringar. Höjdinställning, framåtlutning, placering av handtagsbågen, alla ändringar görs genom enkla vridningar.

Gästolen Meywalk MK3 hjälper kroppen att hamna i en rak och upprätt stå- och gäställning. Bålstödet med sittenhetsen kan steglöst vinklas framåt och man uppnår en optimal och ergonomisk gång!



Meywalk MK3 finns i två storlekar.

Fakta	medium: 10184	large: 10185
Längd	85 cm	101 cm
Bredd	62 cm	69 cm
Sitthöjd*	52-70 cm	70-95 cm
Bålstöds höjd	92-115 cm	109-140 cm
Framhjul	175x40 mm	200x30 mm
Bakhjul	250x50 mm	300x46 mm
Max belastning	100 kg	100 kg
Färg	Röd	Blå

\*Då sadeln belastas

Meywalk MK3 säljs i Sverige genom:  
Mayday Aid AB  
Fagerdalavägen 17F  
S- 139 52 Värmdö  
Tel: +46 (0) 8-574 120 00 | Fax: + 46 (0) 8-574 120 01  
info@maydayaid.se | www.maydayaid.se



Bålstödsringar	Fjädrar
70 cm 10160	20-45 kg vit 104291
90 cm 10161	45-65 kg gul 104292
105 cm 10162	65-80 kg blå 104293
120 cm 10163	80-100 kg röd 104294
130 cm 10164	



Tillbehör	medium/large
Antitippstöd	10190/10191
Släpbromsar	10192
Bakåtspärr	10193/10194
Länkhjulsås	10189
Bord	10204/10205
Fotskyddsskenor	10220/10221
Bendelare	10240/10241

Gästolen är utformad med en hävbygel som sänker sittenhetsen i nivå med en säng, stol eller rullstol. Det blir mindre belastande för medhjälparen/assistenten och enkelt för brukaren att ta sig i och ur gästolen. På den främre, nedre ramen sitter två låsklämmor där hävbygeln sitter fast. När hävbygeln förs upp sänks sittenhetsen.

När brukaren är på plats höjs sittenhetsen med hjälp av hävbygeln som åter trycks ner och låses.

Hävbygeln utväxling gör att man enbart lyfter ca 1/3 av brukarens vikt.

MAYDAY AID

MAYDAY AID



CE

Mayday Aid, med värme och omtanke...