

# Swiftly



En bekväm och enkel sulky

MAYDAY AID

Swiftly säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



# Swiftly

- en bekväm och enkel sulky

Ditt barn sitter säkert och tryggt i Swiftly. Sulkyn är mycket allsidig tack vare den låga vikten och de ledade länkhjulen. Sittenhet och chassi är fast monterade till en enhet vilket gör Swiftly enkel att fälla ihop och transportera. Se bildserien till höger.

## Det lilla extra är standard

Vinkelställbar rygg, justerbart sittdjup tillsammans med möjligheten att ställa fotplattan i rätt höjd samt många olika selen och bälten gör att barnet får bästa sittposition och komfort.

Specialvävt tyg med invävda luftkanaler i klädseln, behaglig både i värme och kyla. Klädseln är förberedd för enkel montering av tillbehör och är lätt att ta av och tvätta.



Riktningsspärr på länkhjulen ingår i standardutförandet. Swiftly passar lika bra för promenader på ojämnt underlag som i stadsmiljö.

Fotplattan är designad för att släppa igenom smuts, snö och vatten. Hålen i fotplattan gör det möjligt att lätt montera fotremmar för varje barns individuella behov.

Fotplattan kan ställas högt för yngre barn för att sedan sänkas ned allt eftersom barnet växer.

## Standardutförande

Fastmonterad sittenhet och chassi, klädsel, suflett, korg, H-bälte, massiva hjul med ledade länkhjul med riktningsspärr, justerbart körhandtag, fotstöd.




## Swiftly, mått och vikt

Sittdjup	24-30 cm
Sittbredd	24-34 cm (Avsmalningsdynor)
Ryggstödshöjd	62 cm
Benlängd fotplatta	16-33 cm
Höftvinkel	90-115 °
Fotplattans vinkel	90 °
Fotplatta (B x D)	31x18 cm
Sittvinkel	+ 15 °
Totala mått uppfälld (BxHxD)	63 x 98 x 98 cm
Totala mått hopfälld (BxHxD)	63 x 38 x 81 cm
Framhjul	7,5 "
Bakhjul	10 "
Vikt	12,4 kg
Max belastningsvikt	35 kg



## Modern design med många tillbehör

Abduktionsblock  
Avsmalningsdynor  
Bord, transparent  
Bålstöd, mjukt med bälte  
Bålstöd, standard  
Fjärils/brösthälte  
Fjärils/brösthälte, flexibelt  
Fotremmar  
Grensele  
Huvudskydd  
Höftbälte  
Luftpumpade hjul  
Parasoll  
Polstring till chassiram  
Regncape  
Sittsinsats för mindre barn  
Sufflett, huvudskydd mot sol och regn  
Sufflett, huvud- och benskydd mot sol och regn  
Sufflett, transparent inkl benskydd  
Säkerhetsbåge, polstring ingår  
Tramprör  
Transparent regnskydd för sufflett  
Transportfästen  
Väst, medium  
Väst, small  
Åkpåse, sommar  
Åkpåse, vinter



Swiftly säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01  
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

**MAYDAY AID**