

Swiftly



En bekväm och enkel sulky

MAYDAY AID

Swiftly säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



Swiftly

- en bekväm och enkel sulky

Ditt barn sitter säkert och tryggt i Swiftly. Sulkyn är mycket allsidig tack vare den låga vikten och de ledade länkhjulen. Sittethet och chassi är fast monterade till en enhet vilket gör Swiftly enkel att fälla ihop och transportera. Se bildserien till höger.

Det lilla extra är standard

Vinkelställbar rygg, justerbart sittdjup tillsammans med möjligheten att ställa fotplattan i rätt höjd samt många olika selen och bälten gör att barnet får bästa sittposition och komfort.

Specialvävt tyg med invävda luftkanaler i klädseln, behaglig både i värme och kyla. Klädseln är förberedd för enkel montering av tillbehör och är lätt att ta av och tvätta.



Riktningsspärr på länkhjulen ingår i standardutförandet. Swiftly passar lika bra för promenader på ojämnt underlag som i stadsmiljö.

Fotplattan är designad för att släppa igenom smuts, snö och vatten. Hålen i fotplattan gör det möjligt att lätt montera fotremmar för varje barns individuella behov.

Fotplattan kan ställas högt för yngre barn för att sedan sänkas ned allt eftersom barnet växer.

Standardutförande

Fastmonterad sittethet och chassi, klädsel, suflett, korg, H-bälte, massiva hjul med ledade länkhjul med riktningsspärr, justerbart körhandtag, fotstöd.




Swiftly, mått och vikt

Sittdjup	24-30 cm
Sittbredd	24-34 cm (Avsmalningsdynor)
Ryggstödshöjd	62 cm
Benlängd fotplatta	16-33 cm
Höftvinkel	90-115 °
Fotplattans vinkel	90 °
Fotplatta (B x D)	31x18 cm
Sittvinkel	+ 15 °
Totala mått uppfälld (BxHxD)	63 x 98 x 98 cm
Totala mått hopfäld (BxHxD)	63 x 38 x 81 cm
Framhjul	7,5 "
Bakhjul	10 "
Vikt	12,4 kg
Max belastningsvikt	35 kg



Modern design med många tillbehör

Abduktionsblock
Avsmalningsdynor
Bord, transparent
Bålstöd, mjukt med bälte
Bålstöd, standard
Fjärils/brösthälte
Fjärils/brösthälte, flexibelt
Fotremmar
Grensele
Huvudskydd
Höftbälte
Luftpumpade hjul
Parasoll
Polstring till chassiram
Regncape
Sittsinsats för mindre barn
Sufflett, huvudskydd mot sol och regn
Sufflett, huvud- och benskydd mot sol och regn
Sufflett, transparent inkl benskydd
Säkerhetsbåge, polstring ingår
Tramprör
Transparent regnskydd för sufflett
Transportfästen
Väst, medium
Väst, small
Åkpåse, sommar
Åkpåse, vinter



Swiftly säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

MAYDAY AID