

Beställningsguide Meywalk® MK4 Mini och Small



Datum _____

Brukarens namn _____

Ordinatör _____

- Meywalk® MK4 Mini** art nr 12000 färg gul/silver I standardutförandet ingår bålstödsring, sadel, rumpstopp, fjädrar, riktningsspärr, parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.
- Meywalk® MK4 Small** art nr 13000 färg grön/silver

Bålstödsring

Art nr

1. Välj storleksmodell.

A Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än innerbenslängden.


B Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

_____ cm

Ange bålstöds höjd

_____ cm



Sadelhöjd 28 - 52 cm*
Bålstöds höjd 55 - 77 cm*
Meywalk® MK4 Mini art nr 12000

Sadelhöjd 50 - 67 cm*
Bålstöds höjd 74 - 99 cm*
Meywalk® MK4 Small art nr 13000

* Mått tagna med belastning på sadeln

2. Mät runt bälten.



3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.













- 70 cm bålstödsring 11101
- 90 cm bålstödsring 11105
- 105 cm bålstödsring 11109
- 120 cm bålstödsring 11113 *
- OBS! Kan endast monteras på Meywalk MK4 Small *

4. Ange användarens vikt _____ kg

5. Välj fjädrar nedan:

- 10 - 15 kg Orange fjäder 104296 Mini
- 15 - 20 kg Lila fjäder 104297 Mini
- 20 - 50 kg Vit fjäder 104298 Mini och Small
- 45 - 65 kg Gul fjäder 104299 Small
- 65 - 80 kg Blå fjäder 104300 Small

Beställningsguide Meywalk® MK4 Mini och Small

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
6. Välj sadel			Fotskyddsskenor		
<input type="checkbox"/> Mini sadel med MK4 fäste	10253		<input type="checkbox"/> Mini	13148	
<input type="checkbox"/> Stor sadel med MK4 fäste	MA11122		<input type="checkbox"/> Small	13168	
<input type="checkbox"/> Limpsadel med MK4 fäste	10252		<input type="checkbox"/> Bendelare	13130	
7. Välj tillbehör			<input type="checkbox"/> Överdrag till bendelare svart	13150	
<input type="checkbox"/> Magplatta, small	11710		<input type="checkbox"/> Bord, vändbart, transparent	117 35	
<input type="checkbox"/> Magplatta, medium	11715		<input type="checkbox"/> Tippstöd	11147	
<input type="checkbox"/> Magplatta, large	11720		<input type="checkbox"/> Körhandtag för förälder / assistans	11760	
<input type="checkbox"/> Höftstöd, par	10260	