

# Beställningsguide Meywalk® MK4



Datum \_\_\_\_\_

Brukarens namn \_\_\_\_\_

Ordinatör \_\_\_\_\_

- Meywalk® MK4 Medium** art nr 11200 färg röd/silver I standardutförandet ingår bålstödsring, sadel, rumpstopp, fjädrar, riktningsspärr, parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.
- Meywalk® MK4 Large** art nr 11250 färg svart/silver

## 1. Välj storleksmodell.

**A** Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än innerbenslängden.


**B** Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

\_\_\_\_\_cm

Ange bålstöds höjd

\_\_\_\_\_cm



- Sadelhöjd 60 - 85 cm\*  
Bålstöds höjd 98 - 131 cm\*  
Meywalk® MK4 Medium art nr 11200

- Sadelhöjd 78,5 - 103 cm\*  
Bålstöds höjd 118 - 151 cm\*  
Meywalk® MK4 Large art nr 11250

\* Mått tagna med belastning på sadeln

## 2. Mät runt bälten.



## 3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.

- 70 cm bålstödsring 11101
- 90 cm bålstödsring 11105
- 105 cm bålstödsring 11109
- 120 cm bålstödsring 11113
- 130 cm bålstödsring 11118




4. Ange användarens vikt \_\_\_\_\_kg

## 5. Välj fjädrar nedan.

- 20 - 65 kg Gul fjäder 104292
- 65 - 80 kg Blå fjäder 104293
- 80 - 100 kg Röd fjäder 104294
- 100 - 130 kg Grå fjäder 104295



## Beställningsguide Meywalk® MK4

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<b>6. Välj sadel</b>					
<input type="checkbox"/> Stor sadel med MK4 fäste	MA11122		<input type="checkbox"/> Bord, transparent Medium och Large	11730	
<input type="checkbox"/> Minisadel med MK4 fäste	10253		<input type="checkbox"/> Bendelare	11150	
<input type="checkbox"/> Limpsadel med MK4 fäste	10252		<input type="checkbox"/> Överdrag till bendelare svart	11740	
<b>7. Välj tillbehör</b>					
<input type="checkbox"/> Magplatta, small	11710		<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, långa Medium	11160	
<input type="checkbox"/> Magplatta, medium	11715		<input type="checkbox"/> Large	11161	
<input type="checkbox"/> Magplatta, large	11720		<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, korta Medium och Large	104303	
<input type="checkbox"/> Höftstöd, par	10260		<input type="checkbox"/> Körhandtag för assistans	11760	
<input type="checkbox"/> Tippstöd medium	11147		<input type="checkbox"/> Höjdreduceringsbeslag medium	11163	
<input type="checkbox"/> large	11148		<input type="checkbox"/> large	11164	
			<input type="checkbox"/> Lägre bygel MK4 medium	10270	