

# Beställningsguide MK4 Medium och Large



Datum \_\_\_\_\_

Brukarens namn \_\_\_\_\_

Ordinatör \_\_\_\_\_

- Meywalk® MK4 Medium** art nr 11200 färg röd/silver I standardutförandet ingår bålstödsring, sadel, rumpstopp, fjädrar, riktningsspärr, parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.
- Meywalk® MK4 Large** art nr 11250 färg svart/silver

## 1. Välj storleksmodell.

**A** Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än innerbenslängden.


**B** Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

\_\_\_\_\_cm

Ange bålstöds höjd

\_\_\_\_\_cm



- Sadelhöjd 60 - 85 cm\*  
Bålstöds höjd 98 - 131 cm\*  
Meywalk® MK4 Medium art nr 11200

- Sadelhöjd 78,5 - 103 cm\*  
Bålstöds höjd 118 - 151 cm\*  
Meywalk® MK4 Large art nr 11250

\* Mått tagna med belastning på sadeln

## 2. Mät runt bälten.



## 3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.

- 70 cm bålstödsring 11101
- 90 cm bålstödsring 11105
- 105 cm bålstödsring 11109
- 120 cm bålstödsring 11113
- 130 cm bålstödsring 11118

4. Ange användarens vikt \_\_\_\_\_kg

## 5. Välj fjädrar nedan.

- 20 - 65 kg Gul fjäder 104292
- 65 - 80 kg Blå fjäder 104293
- 80 - 100 kg Röd fjäder 104294
- 100 - 130 kg Grå fjäder 104295



## Beställningsguide MK4 Medium och Large

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<b>6. Välj sadel</b>					
<input type="checkbox"/> Stor sadel med MK4 fäste	11312		<input type="checkbox"/> Höftstöd, par	13075	
<input type="checkbox"/> Mellan sadel med MK4 fäste	11404		<input type="checkbox"/> Bord, transparent Medium och Large	11730	
<input type="checkbox"/> Minisadel med MK4 fäste	12950		<input type="checkbox"/> Höjdreduceringsbeslag medium	11163	
<input type="checkbox"/> Limpsadel med MK4 fäste	11334		<input type="checkbox"/> large	11164	
<b>7. Välj tillbehör</b>			<input type="checkbox"/> Körhandtag för assistans	11760	
<input type="checkbox"/> Magplatta, small	11710		<input type="checkbox"/> Tippstöd medium	11147	
<input type="checkbox"/> Magplatta, medium	11715		<input type="checkbox"/> large	11148	
<input type="checkbox"/> Magplatta, large	11720				

# Beställningsguide MK4 Medium och Large

Tillbehör

Art nr

 Bendelare

11150


 Överdrag till bendelare svart

11740


 Fotskyddsskenor, långa  
Medium

11160


 Large

11161

 Fotskyddsskenor, korta  
Medium och Large  
104303

 Lägre bygel  
MK4 medium

10270



Tillbehör

Art nr

Övrigt:

