

# Maja



## Badset Maja

Badstol för badkar



Badset Maja säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



# Badset Maja

Bada är bra för både kropp och själ!

**Badsetet Maja ger rätt stöd för barn som sitter lite ostadigt i badkaret.** Badset Maja ger den som badar och den som hjälper till, en bra och säker arbetssituation och en tryggare badmiljö.

Tack vare att Maja är så låg behövs inte så mycket vatten för att få vattnet högt på kroppen. När badstolen placeras i ett hörn av badkaret finns det också plats för en kompis eller ett syskon att bada ihop med.



Extensionshandtaget ger trygghet och säkerhet under badet och hjälper barnet att kunna fixera händerna.

## Enkel att justera och tar liten plats

Badstolen Maja är lätt att montera i badkaret och enkel att lyfta bort när någon annan i familjen vill bada.

Badstolen står stabilt med hjälp av sugpropparna på stolens undersida och är enkel att lyfta bort, så att alla i hela familjen har möjlighet att bada.

Bältet är lätt att justera både i höjd och efter kroppen

## Lätt att rengöra

Badstol Maja är enkel att rengöra med vanligt rengöringsmedel, t ex diskmedel.



Ryggstöd, bålbälte, abduktionskloss och extensionsrör ger stöd och stabilitet.

## Tekniska specifikationer

Maja (Mått i cm)	stl 1	stl 2
Sitthöjd	7	7
Sittbredd	34	34
Sittdjup	28	33
Rygg höjd	35	44
Max brukar vikt	30 kg	35 kg
Vikt	3 kg	4 kg
Extensionsrör		
Längd	47 – 70	
Vikt	1 kg	

Höft/bålbältet är av nylon med kardborreband för fastsättning.

Alla material är latex-fria.

Alla övriga komponenter är av rostfritt stål.

Tänk på att barn växer och välj hellre den större storleken när det är möjligt.



Badset Maja säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01  
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

**MAYDAY AID**