

Lotte


Pflegebetten für Kinder



Närhet till ditt barn



LOTTE säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



LOTTE



För små och stora barn

LOTTE är tillräckligt liten för att kunna användas som spälsäng för små barn, tillräckligt stor för att kunna användas länge.

Höj- och sänkbar

Sängen höjs med en elektrisk manöverkontroll. Småbarnsföräldrar, som använder sig av rullstol, kan anpassa höjden för att komma in under sängen.



För föräldrar med nack- och ryggsador eller för vårdpersonal finns också möjligheten att höja upp sängen för att få en optimal ergonomisk arbetsställning. Grindörrarna kan öppnas och stängas med en hand.



Sängen kan sänkas till en låg nivå. Barn som kryper och går, kan ta sig i och ur sängen själva med vuxen som övervakar.

Spälsängens sidor är 65 cm höga för att skydda barn från att klättra, falla ur och skada sig. Sängen skall alltid sänkas ner i lägsta läge då barnet sover eller leker i sängen.

Fakta

LOTTE	
Art nr	45100090
Bäddinnermått	60x120 cm
Yttermått	70x141,5 cm
Höjd insida	65 cm
Höjd med lyft och hjul	104-164 cm
Ligghöjd	38-98 cm
Hjul med broms	Ø10 cm
Sängens totalvikt med lyft	100 kg
Material	Massivt bokträ
Sängbotten	Träskiva med lufthål
Max brukarvikt	75 kg



LOTTEs bästa egenskaper

- Kan ställas i olika höjder för att fungera optimalt om man som förälder använder sig av rullstol eller då man har problem i nacke och rygg.
- Enkelt och säkert att öppna grindarna. Kan göras enbart med en hand.
- Ergonomisk och ryggvänlig arbetshöjd vid vård och omsorg stående vid sängen.
- Låg höjd som gör det möjligt för barn att klara förflyttning i eller ur säng.
- Svett och salivskyddande färg- och lack behandling, givetvis giftfri och naturligtvis helt ofarlig för barn.
- Tillverkad av massiv bok.



LOTTE säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se,

MAYDAY AID