



Datum _____

Brukarens namn _____

Ordinatör _____

- Meywalk 2000 Small** art nr 104-75 Grön
- Meywalk 2000 Medium** art nr 104-76 Marinblå
- Meywalk 2000 Large** art nr 104-77 Marinblå

I standardutförandet ingår:
bålstödsring, sidorör, sadel,
rumpstopp, fjädrar
och parkeringsbroms.

1. Välj storleksmodell.

A Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas något högre i höjd (3-4 cm).


B Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängden (sadelhöjd)

_____ cm

Ange bålstödhöjd

_____ cm



- Sadelhöjd 44 - 62 cm*
Bålstödhöjd 77 - 96 cm*
Meywalk 2000 Small art nr 104-75
- Sadelhöjd 58 - 82 cm*
Bålstödhöjd 90 - 113 cm*
Meywalk 2000 Medium art nr 104-76
- Sadelhöjd 70 - 94 cm*
Bålstödhöjd 102 - 125 cm*
Meywalk 2000 Large art nr 104-77

* Mått tagna med belastning på sadeln








2. Mät runt bälten.**3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.****Small, medium och large**






- 70 cm bålstödsring, standard 106100
- 70 cm bålstödsring, rak 106101
- 90 cm bålstödsring, standard 104220
- 90 cm bålstödsring, rak 104221
- 105 cm bålstödsring, standard 104223
- 105 cm bålstödsring, rak 104224

Medium och large














- 120 cm bålstödsring, standard 104226
- 120 cm bålstödsring, rak 104227
- 130 cm bålstödsring, standard 104320
- 130 cm bålstödsring, rak 104321

Beställningsguide Meywalk® 2000

Tillbehör	Art nr	
<input type="checkbox"/> Beslag för 70 cm bålstödsring monteras på 90 cm sidorör endast till medium och large	104159	
Överdrag till bålstödsring Standard:	Rak:	
<input type="checkbox"/> 70 cm 104366	<input type="checkbox"/> 104371	
<input type="checkbox"/> 90 cm 104367	<input type="checkbox"/> 104372	
<input type="checkbox"/> 105 cm 104368	<input type="checkbox"/> 104373	
<input type="checkbox"/> 120 cm 104369	<input type="checkbox"/> 104374	
<input type="checkbox"/> 130 cm 104370	<input type="checkbox"/> 104375	
<input type="checkbox"/> Sadel Medium och Large levereras som standard- sadel på medium och large	104290	
<input type="checkbox"/> Sadel Mellan levereras som standard på modell Small. Kan monteras på modell medium och large.	10186	
<input type="checkbox"/> Sadel Mini (Levereras som standardsadel på Miniwalk). Kan monteras på Meywalk 2000.	106065	
<input type="checkbox"/> Limpsadel	10250	
<input type="checkbox"/> Magplatta Kan monteras ihop med sadel Mini.	106072	

Tillbehör	Art nr	
<input type="checkbox"/> Tippstöd small	104167	
<input type="checkbox"/> medium, large		
4. Välj fjädring efter brukarvikt		
<input type="checkbox"/> 20 - 45 kg Vit fjäder	104291	
<input type="checkbox"/> 45 - 65 kg Gul fjäder	104292	
<input type="checkbox"/> 65 - 80 kg Blå fjäder	104293	
<input type="checkbox"/> 80 - 100 kg Röd fjäder	104294	
<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till stor sadel	104262	
<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mellan sadel	104261	
<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mini sadel	104263	
Överdrag handbygel		
<input type="checkbox"/> small (grönstickning)	104377	
<input type="checkbox"/> medium, large (blåstickning)	104378	

Beställningsguide Meywalk® 2000

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<input type="checkbox"/> Lägre sitthöjdsbeslag small, medium, large	104110		<input type="checkbox"/> Bendelare small	104530	
<input type="checkbox"/> Höftstöd small, medium, large	13075		<input type="checkbox"/> Bendelare medium, large	104044	
<input type="checkbox"/> Körhandtag till Meywalk 2000 small. Kan monteras fram eller bak.	11762		<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, korta 42 x 30 cm small, medium och large	104301	
<input type="checkbox"/> Riktningsspärr small	104511		<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, långa small	104525	
<input type="checkbox"/> Riktningsspärr medium, large	104997		<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, långa medium, large	104168	
<input type="checkbox"/> Släpbromsar small, medium, large	104166				
<input type="checkbox"/> Bakåtspärr small, medium, large	104023				
Stödbygel Monteras då sadeln inte används	104179				
<input type="checkbox"/> small (grön)					
<input type="checkbox"/> medium, large (blå)					
			Övrigt:		