



Datum _____

Brukarens namn _____

Ordinatör _____

- | | | |
|--|---------------|----------|
| ☐ Meywalk 2000 Small | art nr 104-75 | Grön |
| ☐ Meywalk 2000 Medium | art nr 104-76 | Marinblå |
| ☐ Meywalk 2000 Large | art nr 104-77 | Marinblå |

I standardutförandet ingår:
bålstödsring, sidorör, sadel,
rumpstopp, fjädrar
och parkeringsbroms.

1. Välj storleksmodell.

A Mät innerbenens längd,
då personen står upp, annars liggande.
Sadeln bör ställas något högre i höjd (3-4 cm).


B Mät avståndet under armhålan till golvet
helst då personen står upp,
annars liggande på säng.

Ange beninnerlängden (sadelhöjd)

_____ cm

Ange bålstödshöjd

_____ cm



- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ☐ Sadelhöjd | 44 - 62 cm* |
| ☐ Bålstödshöjd | 77 - 96 cm* |
| Meywalk 2000 Small | art nr 104-75 |
| ☐ Sadelhöjd | 58 - 82 cm* |
| ☐ Bålstödshöjd | 90 - 113 cm* |
| Meywalk 2000 Medium | art nr 104-76 |
| ☐ Sadelhöjd | 70 - 94 cm* |
| ☐ Bålstödshöjd | 102 - 125 cm* |
| Meywalk 2000 Large | art nr 104-77 |

* Mått tagna med belastning på sadeln

2. Mät runt bälten.**3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.****Small, medium och large**

- | | |
|--|--------|
| ☐ 70 cm bålstödsring, standard | 106100 |
| ☐ 70 cm bålstödsring, rak | 106101 |
| ☐ 90 cm bålstödsring, standard | 104220 |
| ☐ 90 cm bålstödsring, rak | 104221 |
| ☐ 105 cm bålstödsring, standard | 104223 |
| ☐ 105 cm bålstödsring, rak | 104224 |

Medium och large

- | | |
|--|--------|
| ☐ 120 cm bålstödsring, standard | 104226 |
| ☐ 120 cm bålstödsring, rak | 104227 |
| ☐ 130 cm bålstödsring, standard | 104320 |
| ☐ 130 cm bålstödsring, rak | 104321 |

Beställningsguide Meywalk® 2000

Tillbehör

Art nr

- ☐ Beslag för 70 cm
bålstödsring
monteras på 90 cm sidorör
endast till medium och large

104159



Överdrag till bålstödsring
Standard:

Rak:

- | | | | |
|---------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| ☐ 70 cm | 104366 | ☐ | 104371 |
| ☐ 90 cm | 104367 | ☐ | 104372 |
| ☐ 105 cm | 104368 | ☐ | 104373 |
| ☐ 120 cm | 104369 | ☐ | 104374 |
| ☐ 130 cm | 104370 | ☐ | 104375 |



- ☐ Sadel Medium och Large 104290
levereras som standard-
sadel på medium och large



- ☐ Sadel Mellan 10186
levereras som standard
på modell Small. Kan monteras
på modell medium och large.



- ☐ Sadel Mini 106065
(Levereras som standardsadel på Miniwalk).
Kan monteras på Meywalk 2000.



- ☐ Limpsadel 10250



- ☐ Magplatta 106072
Kan monteras ihop med
sadel Mini.



Tillbehör

Art nr

- ☐ Tippstöd
small
- ☐ medium, large

104167



4. Välj fjädring efter brukarvikt

- | | | |
|--------------------------------------|------------|--------|
| ☐ 20 - 45 kg | Vit fjäder | 104291 |
| ☐ 45 - 65 kg | Gul fjäder | 104292 |
| ☐ 65 - 80 kg | Blå fjäder | 104293 |
| ☐ 80 - 100 kg | Röd fjäder | 104294 |



- ☐ Sadelöverdrag med
gel till stor sadel 104262



- ☐ Sadelöverdrag med
gel till mellan sadel 104261



- ☐ Sadelöverdrag med
gel till mini sadel 104263



Överdrag handbygel

- ☐ small
(grönstickning) 104377
- ☐ medium, large
(blåstickning) 104378



Beställningsguide Meywalk® 2000

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
☐ Lägre sitthöjdsbeslag small, medium, large	104110		☐ Bendelare small	104530	
☐ Höftstöd small, medium, large	13075		☐ Bendelare medium, large	104044	
☐ Körhandtag till Meywalk 2000 small. Kan monteras fram eller bak.	11762		☐ Fotskyddsskenor, korta 42 x 30 cm small, medium och large	104301	
☐ Riktningsspärr small	104511		☐ Fotskyddsskenor, långa small	104525	
☐ Riktningsspärr medium, large	104997		☐ Fotskyddsskenor, långa medium, large	104168	
☐ Släpbromsar small, medium, large	104166		Övrigt:		
☐ Bakåtspärr small, medium, large	104023				
Stödbygel Monteras då sadeln inte används	104179				
☐ small (grön)					
☐ medium, large (blå)					