



Datum \_\_\_\_\_

Brukarens namn \_\_\_\_\_

Ordinatör \_\_\_\_\_

- Meywalk 2000 Small** art nr 104-75 Grön
- Meywalk 2000 Medium** art nr 104-76 Marinblå
- Meywalk 2000 Large** art nr 104-77 Marinblå

I standardutförandet ingår:  
bålstödsring, sidorör, sadel,  
rumpstopp, fjädrar  
och parkeringsbroms.

### 1. Välj storleksmodell.

**A** Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas något högre i höjd (3-4 cm).


**B** Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängden (sadelhöjd)

\_\_\_\_\_ cm

Ange bålstödhöjd

\_\_\_\_\_ cm



- Sadelhöjd 44 - 62 cm  
Bålstödhöjd 77 - 96 cm  
Meywalk 2000 Small art nr 104-75
- Sadelhöjd 62 - 86 cm  
Bålstödhöjd 94 - 117 cm  
Meywalk 2000 Medium art nr 104-76
- Sadelhöjd 70 - 94 cm  
Bålstödhöjd 108 - 131 cm  
Meywalk 2000 Large art nr 104-77

### 2. Mät runt bälten.



### 3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.

#### Small, medium och large

- 70 cm bålstödsring, standard 106100
- 70 cm bålstödsring, rak 106101
- 90 cm bålstödsring, standard 104220
- 90 cm bålstödsring, rak 104221
- 105 cm bålstödsring, standard 104223
- 105 cm bålstödsring, rak 104224












#### Medium och large

- 120 cm bålstödsring, standard 104226
- 120 cm bålstödsring, rak 104227
- 130 cm bålstödsring, standard 104320
- 130 cm bålstödsring, rak 104321

## Beställningsguide Meywalk® 2000

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<input type="checkbox"/> 20 - 45 kg Vit fjäder	104291		<input type="checkbox"/> Bakåtspär small, medium, large	104023	
<input type="checkbox"/> 45 - 65 kg Gul fjäder	104292		<input type="checkbox"/> Släpbromsar small, medium, large	104166	
<input type="checkbox"/> 65 - 80 kg Blå fjäder	104293		<input type="checkbox"/> Bålstödsrings- polstring 70 cm	MA4470-0001	
<input type="checkbox"/> 80 - 100 kg Röd fjäder	104294		<input type="checkbox"/> Bålstödsrings- polstring 90 cm	MA4470-0002	
<input type="checkbox"/> Beslag för 70 cm bålstödsring monteras på 90 cm sidorör endast till medium och large	104159	<input type="checkbox"/> Bålstödsrings- polstring 105 cm	MA4470-0003		
<input type="checkbox"/> Beslag för 90 cm bålstödsring monteras på 90 cm sidorör endast till medium och large	104160	<input type="checkbox"/> Bålstödsrings- polstring 120 cm	MA4470-0004		
<input type="checkbox"/> Sadel Large levereras som standard- sadel på gästol medium och large	104290		Överdrag till bålstödsring Standard: Rak:		
<input type="checkbox"/> Sadel Medium levereras som standard på modell Small. Kan också monteras på modell medium och large.	10186		<input type="checkbox"/> 70 cm 104366	<input type="checkbox"/> 104371	
<input type="checkbox"/> Sadel Mini Levereras som standardsadel på Miniwalk. Kan också monteras på Meywalk 2000.	106065		<input type="checkbox"/> 90 cm 104367	<input type="checkbox"/> 104372	
<input type="checkbox"/> Limpsadel	10250		<input type="checkbox"/> 105 cm 104368	<input type="checkbox"/> 104373	
<input type="checkbox"/> Tippstöd small, medium och large	104167		<input type="checkbox"/> 120 cm 104369	<input type="checkbox"/> 104374	
<input type="checkbox"/> Riktningsspär small	104511		<input type="checkbox"/> 130 cm 104370	<input type="checkbox"/> 104375	
<input type="checkbox"/> Riktningsspär medium, large	104997		Överdrag handbygel		
			<input type="checkbox"/> small (grönstickning)	104377	
			<input type="checkbox"/> medium, large (blåstickning)	104378	

## Beställningsguide Meywalk® 2000

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<input type="checkbox"/> Lägre sitthöjdsbeslag small, medium, large	104110		<input type="checkbox"/> Bendelare small	104530	
<input type="checkbox"/> Höftstöd small, medium, large	13075		<input type="checkbox"/> Bendelare medium, large	104044	
<input type="checkbox"/> Magplatta Kan monteras ihop med sadel Mini.	106072		<input type="checkbox"/> Körhandtag till Meywalk 2000 small. Kan monteras fram eller bak.	11762	
Stödbygel Monteras då sadeln inte används	104179		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel passar stor sadel (se art nr 104290)	104262	
<input type="checkbox"/> small (grön) <input type="checkbox"/> medium, large (blå)			<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel passar medium sadel (se art nr 10186)	104261	
<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, korta 42 x 30 cm small, medium och large	104301		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel passar mini sadel (se art nr 106065)	104260	
<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, långa small	104525	