

# Olaf



Ger alla en möjlighet  
att sova tryggt och säkert



OLAF säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



# OLAF - En skön och trygg säng

OLAF gjord för barn, ungdomar och vuxna med mycket oro och rörelse i kroppen.

Perfekt för brukare som gärna vill klara att gå i och ur sängen själva men behöver hjälp och vård i sängen. En skön säng, lätt att krypa upp i. Trygg och stabil när kroppen och sinnet behöver koppla av.

OLAF är utrustad med höj- och sänkbar sängbotten. Höjden ställs steglöst med hjälp av en elektrisk manöverkontroll. Förflyttningar från och till rullstol blir på så vis enkelt att göra.

Anhöriga, assistenter och annan vårdpersonal kan justera höjden individuellt för att få optimal ergonomisk arbetsställning vid vård och omsorg i sängen. Vikdörrar kan öppnas längs en av sängens långsidor. Säkra grindlås hindrar möjligheten att låsa upp från insidan.

## OLAFS bästa egenskaper

- Ergonomisk och ryggvänlig arbetshöjd vid vård och omsorg stående vid sängen.
- Låg höjd som underlättar vid egen förflyttning i eller ur säng.
- Svett- och salivskyddande färg- och lackbehandling, givetvis giftfri och naturligtvis helt ofarlig.
- Tillverkad av massiv bok.



## Tillbehör

### Rekommenderade tillbehör

Utvändigt grindlås  
Madrass KM3

### Övriga tillbehör

Antidecubitus-madrass KM2	Skyddstak av träspjälor
Madrass med konstläderöverdrag, KM4	Skyddstak av nylon-nät
Skumgummimadrass KM5	Instegskil
Inkontinensöverdrag	Madrassering
Terapimatta	Sidor av plexiglas
Hjul, 16,5 cm	på insidan av spjälorna
Hjul, 13,5 cm	Sängdävert
Hjul, trä 13,5 cm	Mobilhållare
Hjul, 10 cm	Sänghimmel
Hjul, 7,5 cm	



Låg instegshöjd ger brukaren själv möjlighet att ta sig i eller ur sängen.

## Höga sängsidor skapar trygghet

På natten är sängen en säker och mysig sovplats, på dagen kan sängen bli en trygg och rolig plats att använda för lek.

OLAF kan beställas med fyra vikdörrar som öppnas längs en av långsidorna.



Spjålsängssidorna beställs med 98 cm eller 135 cm höjd.

Höjden förhindrar oroliga barn från att klättra över kanten.



## Fakta

Höjd, spjålsängens sidor	Olaf 98	98 cm
	Olaf 135	135 cm
Totalmått bredd x längd		70x140 / 82x162 cm
	insidan / utsidan	90x170 / 102x192 cm
		90x200 / 102x222 cm
Maxhöjd	Olaf 98	130 cm
	Olaf 135	167 cm
Ligghöjd, utan madrass		Minimum 25 cm
		Maximum 95 cm
Maxvikt		150 kg



Olaf finns i flera olika utföranden för att tillgodose både barns, föräldrars och vårdpersonals önskemål och behov.



OLAF säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01  
info@maydayaid.se www.maydayaid.se

**MAYDAY AID**