

	<b>Miniwalk Size 1</b>	<b>Miniwalk Size 2</b>	<b>Meywalk 2000 Small</b>	<b>Meywalk 2000 Medium</b>	<b>Meywalk 2000 Large</b>	<b>Meywalk 4 Medium</b>	<b>Meywalk 4 Large</b>
Längd, cm	74	74	85	95	95	86	96
Bredd, cm	60	60	68	68	68	62	66
Bredd insida, cm	41	41	48	48	48	48	53
Sadelhöjd utan belastning, cm	31-49	31-64	48-66	62-86	76-100	64-89	82,5-107
Sadelhöjd med belastning, cm	27-45	27-60	44-62	58-82	70-94	60-85	78,5-103
Bålstödshöjd utan belastning, cm	56-73	71-88	81-100	94-117	108-131	102-135	122-155
Bålstödshöjd med belastning, cm	52-69	67-84	77-96	90-113	102-125	98-131	118-151
Framhjul, mm	150	150	150	200	200	200	200
Bakhjul, mm	250	250	400	400	400	275	275
Vikt, kg	15	15	22	25	26	32	34
Max brukarvikt, kg	40	40	100	100	100	130	130