

Datum: _____

Kund: _____

Leveransadress: _____

Övrigt: _____



Hercules Prime Rehab Bilstol

Art nr: 9800004600000

Standardutförande: Ryggstöd med höjdjustering; sits med sittdjupsjustering, ryggvinkeljustering med snabbjusteringsspak, ventilerande klädsel med flamskyddande överdragstyg; nackstöd, ryggkudde, bäckenkudde, sittdyna, abduktionsdyna, 5-punktsbälte inklusive axelkydd, bälteshållare för 3-punkts bilbälte (kan användas på höger eller vänster sida), förberedda monteringsalternativ för alla tillbehör, avtagbarklädsel, tvättas i maskin 40°C

Bilstol för barn, ungdomar och vuxna med längd 130 cm - 180 cm. Max personvikt 80 kg.
Bilstolen är testad och godkänd enligt ECE R 44/04

Mått:

Sittdjup 40 - 46 cm

Sittbredd 38 cm

Ryggstödshöjd 67 - 80 cm



1. Välj på vilken sida på bilstolen som bälteshållaren för bilens trepunktsbältes axelrem skall sitta.*



Höger sida



Vänster sida

*Om man önskar finns det möjlighet att ha bälteshållare på bägge sidor för axelremmen. Beställ extra bälteshållare, se tillbehör!

2. För bästa sittstabilitet gör följande val:

Seatfix adapter
Om bilen är utrustad med Isofix

Art nr 980000419



Stabiliseringsbåge
Om bilen **INTE** är utrustad med Isofix

Art nr 9800004210000



TILLBEHÖR

Huvud/Nackstöd, höjdjusterbar
Art nr 9800004040000



Axel / Sidostöd, justerbara i sidled, par

Art nr 9800004270000



Extra bälteshållare för axelbältet
Art nr 9800004250000



MAYDAY AID

Beställningsguide Hercules Prime

 Brösthältespänne

Art nr 9800004230000

 Sidostöd, svängbart, par
"Swing-away"

Art nr 9800004050000

 Sidostöd, fast, par

Art nr 9800004290000

 Bålstöd, svängbart, par
"Swing-away"

Art nr 9800004060000

 Bålstöd, fast, par

Art nr 9800004280000

 Abduktionskloss

Art nr 9800004120000

 Benstöd, par

Art nr 9800004150000

 Fotstöd, höjd- och vinkelställbar


Art nr 9800004170001

 Stabiliseringsbåge fram


Art nr 9800004220000

 VridplattaVälj om sitsen skall kunna vridas
åt höger eller vänster med förutsättningen att
stolen sitter framåtvänd i körriktningen.

Art nr 9800004011000



Höger sida



Vänster sida

 Sitsvinkling 10°
(0°, 2,5° , 5° ,7,5° , 10°)

Art nr 9800004021000

 Sitsvinkling 20°
(10°, 12,5° , 15° ,17,5° , 20°)

Art nr 9800004031000

