

Datum _____

Brukarens namn _____

Ordinatór _____



- Meywalk 4 Micro** art nr 14000 färg svart/silver
- Meywalk 4 Mini** art nr 12000 färg gul/silver
- Meywalk 4 Small** art nr 13000 färg grön/silver

I standardutförandet ingår bålstödsring, sadel, rumpstopp, fjädrar, riktningsspärr, parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.

1. Välj storleksmodell.

A Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än innerbenslängden.


B Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

_____ cm

Ange bålstöds höjd

_____ cm



- Sadelhöjd 25 - 43 cm*
Bålstöds höjd 48 - 68 cm*
Meywalk 4 Micro art nr 14000

- Sadelhöjd 28 - 52 cm*
Bålstöds höjd 55 - 77 cm*
Meywalk 4 Mini art nr 12000

- Sadelhöjd 50 - 67 cm*
Bålstöds höjd 74 - 99 cm*
Meywalk 4 Small art nr 13000

* Mått tagna med belastning på sadeln

2. Mät runt bälten.



3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.

- 70 cm bålstödsring 11101
- 90 cm bålstödsring 11105
- 105 cm bålstödsring 11109
- 120 cm bålstödsring 11113 *
- OBS! Kan endast monteras på Meywalk MK4 Small *








4. Ange användarens vikt _____ kg

5. Välj fjädrar nedan:










- 10 - 15 kg Orange fjäder 104296
- 15 - 20 kg Lila fjäder 104297
- 20 - 50 kg Vit fjäder 104298
- 45 - 65 kg Gul fjäder 104299
- 65 - 80 kg Blå fjäder 104300



Beställningsguide Meywalk 4 Micro, Mini och Small

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
6. Välj sadel					
<input type="checkbox"/> Mini sadel med MK4 fäste	12950		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mini sadel	104260	
<input type="checkbox"/> Mellan sadel med MK4 fäste	11404		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mellan sadel	104261	
<input type="checkbox"/> Stor sadel med MK4 fäste	11312		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till stor sadel	104262	
<input type="checkbox"/> Limpsadel med MK4 fäste	11334				
7. Välj tillbehör					
<input type="checkbox"/> Magplatta, small	11710		<input type="checkbox"/> Bålstödsrings-polstring 70 cm	MA4470-0001	
<input type="checkbox"/> Magplatta, medium	11715		<input type="checkbox"/> Bålstödsrings-polstring 90 cm	MA4470-0002	
<input type="checkbox"/> Magplatta, large	11720		<input type="checkbox"/> Bålstödsrings-polstring 105 cm	MA4470-0003	
			<input type="checkbox"/> Bålstödsrings-polstring 120 cm	MA4470-0004	

Beställningsguide Meywalk 4 Micro, Mini och Small

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
Fotskyddsskenor, långa					
<input type="checkbox"/> Mini	13148		<input type="checkbox"/> Körhandtag för förälder / assistans	11760	
<input type="checkbox"/> Small	13168		<input type="checkbox"/> Länkhjul, ledade bak endast till MICRO För inomhusbruk	14900	
Fotskyddsskenor, korta					
<input type="checkbox"/> Micro	14703		<input type="checkbox"/> Bord till Mini och Small vändbart, transparent	11735	
<input type="checkbox"/> Mini	12703		OBS! Passar inte till Micro		
<input type="checkbox"/> Small	13703		<input type="checkbox"/> Bendelare	13130	
<input type="checkbox"/> Överdrag till bendelare svart	13150		<input type="checkbox"/> Höftstöd, par	13075	
<input type="checkbox"/> Tippstöd	11147		Höjden kan komma att påverkas vid montering av höftstöd		

