

Datum _____

Brukarens namn _____

Ordinatór _____



- ☐ **MK4 Micro** art nr 14000 färg svart/silver
- ☐ **MK4 Mini** art nr 12000 färg gul/silver
- ☐ **MK4 Small** art nr 13000 färg grön/silver

I standardutförandet ingår bålstödsring*
sadel, rumpstopp, fjädrar, riktningsspärr,
parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.

1. Välj storleksmodell.

A Mät innerbenens längd,
då personen står upp, annars liggande.
Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än
innerbenslängden.


B Mät avståndet under armhålan till golvet
helst då personen står upp,
annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

_____cm

Ange bålstödhöjd

_____cm



- ☐ Sadelhöjd 25 - 43 cm**
Bålstödhöjd 48 - 68 cm**
MK4 Micro art nr 14000

- ☐ Sadelhöjd 28 - 52 cm**
Bålstödhöjd 55 - 77 cm**
MK4 Mini art nr 12000

- ☐ Sadelhöjd 50 - 67 cm**
Bålstödhöjd 74 - 99 cm**
MK4 Small art nr 13000

** Mått tagna med belastning på sadeln

2. Mät runt bälten.**3. Välj bålstödsring *, kryssa i önskad ruta.**

- ☐ 70 cm bålstödsring 11101
- ☐ 90 cm bålstödsring 11105
- ☐ 105 cm bålstödsring 11109
- ☐ 120 cm bålstödsring 11113 ***

OBS! Kan monteras på Meywalk MK4 Small ***



- ☐ Justerbar bålstödsring 100510
70-85cm Mikro
- ☐ Polstrad överdragklädsel 100501-85
- ☐ Justerbar bålstödsring 100501
70-85cm Mini, Small
- ☐ Polstrad överdragklädsel 100501-85
- ☐ Justerbar bålstödsring 100512
80-105cm Mini, Small
- ☐ Polstrad överdragklädsel 100502-105

Beställningsguide Meywalk MK4 Micro, Mini och Small

Tillbehör

Art nr

6. Välj sadel

- ☐ Mini sadel med MK4 fäste 12950



- ☐ Mellan sadel med MK4 fäste 11404



- ☐ Stor sadel med MK4 fäste 11312



- ☐ Limpsadel med MK4 fäste 11334



- ☐ Sadelöverdrag med gel till mini sadel 104260



- ☐ Sadelöverdrag med gel till mellan sadel 104261



- ☐ Sadelöverdrag med gel till stor sadel 104262



Tillbehör

Art nr

7. Välj fjäder

4. Ange användarens vikt _____ kg

5. Välj fjädrar nedan:

- ☐ 10 - 15 kg Orange fjäder 104296
- ☐ 15 - 20 kg Lila fjäder 104297
- ☐ 20 - 45 kg Vit fjäder 104298
- ☐ 45 - 65 kg Gul fjäder 104299
- ☐ 65 - 80 kg Blå fjäder 104300



Bålstödsringspolstring monteras fram eller bak på standardbålstödsring

- ☐ Bålstödsringspolstring 70 cm MA4470-0001
- ☐ Bålstödsringspolstring 90 cm MA4470-0002
- ☐ Bålstödsringspolstring 105 cm MA4470-0003
- ☐ Bålstödsringspolstring 120 cm MA4470-0004



- ☐ Magplatta, small 11710



- ☐ Magplatta, medium 11715



- ☐ Magplatta, large 11720



Beställningsguide Meywalk MK4 Micro, Mini och Small

Tillbehör

Art nr

Fotskyddsskenor, långa

- ☐ Mini 13148
- ☐ Small 13168



Fotskyddsskenor, korta

- ☐ Micro 14703
- ☐ Mini 12703
- ☐ Small 13703



- ☐ Bendelare 13130



- ☐ Överdrag till bendelare svart 13150



- ☐ Tippstöd 11147



Tillbehör

Art nr

- ☐ Körhandtag för förälder / assistans 11760



- ☐ Länkhjul, ledade bak endast till MICRO För inomhusbruk 14900



- ☐ Bord till Mini och Small vändbart, transparent 11735



OBS! Passar inte till Micro

- ☐ Höftstöd, par 13075
- Höjden kan komma att påverkas vid montering av höftstöd

