

Datum _____

Brukarens namn _____

Ordinatör _____



- MK4 Micro** art nr 14000 färg svart/silver
- MK4 Small** art nr 13000 färg grön/silver

I standardutförandet ingår bålstödsring*
sadel, rumpstopp, fjädrar, riktningsspärr,
parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.

1. Välj storleksmodell.

A Mät innerbenens längd,
då personen står upp, annars liggande.
Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än
innerbenslängden.


B Mät avståndet under armhålan till golvet
helst då personen står upp,
annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

_____cm

Ange bålstödhöjd

_____cm



- Sadelhöjd 25 - 43 cm**
Bålstödhöjd 48 - 68 cm**
MK4 Micro art nr 14000

- Sadelhöjd 50 - 67 cm**
Bålstödhöjd 74 - 99 cm**
MK4 Small art nr 13000

** Mått tagna med belastning på sadeln

För ytterligare sänkning av sadelhöjd, se
tillbehöret höjdreduceringsbeslaget, sidan 3.

2. Mät runt bålen.



3. Välj bålstödsring *, kryssa i önskad ruta.

- 70 cm bålstödsring 11101
- 90 cm bålstödsring 11105
- 105 cm bålstödsring 11109
- 120 cm bålstödsring 11113 ***

OBS! Kan monteras på Meywalk MK4 Small ***



Stag Micro

- Justerbar bålstödsring 100510
70-85cm med stag till Micro modell
- Polstrad överdragklädsel 100501-85












Stag Small

- Justerbar bålstödsring 100501
70-85cm med stag till Small modell
- Polstrad överdragklädsel 100501-85
- Justerbar bålstödsring 100512
80-105cm med stag till Small modell
- Polstrad överdragklädsel 100502-105

Beställningsguide Meywalk 4 och Small

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
6. Välj sadel			7. Välj fjäder		
<input type="checkbox"/> Mini sadel med MK4 fäste	12950		4. Ange användarens vikt _____ kg		
<input type="checkbox"/> Mellan sadel med MK4 fäste	11404		5. Välj fjädrar nedan:		
<input type="checkbox"/> Stor sadel med MK4 fäste	11312		<input type="checkbox"/> 10 - 15 kg Orange fjäder 104296		
<input type="checkbox"/> Limpsadel med MK4 fäste	11334		<input type="checkbox"/> 15 - 20 kg Lila fjäder 104297		
<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mini sadel	104260		<input type="checkbox"/> 20 - 45 kg Vit fjäder 104298		
<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mellan sadel	104261		<input type="checkbox"/> 45 - 65 kg Gul fjäder 104299		
<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till stor sadel	104262		<input type="checkbox"/> 65 - 80 kg Blå fjäder 104300		
			Bålstödsringspolstring monteras fram eller bak på standardbålstödsring		
			<input type="checkbox"/> Bålstödsringspolstring 70 cm MA4470-0001		
			<input type="checkbox"/> Bålstödsringspolstring 90 cm MA4470-0002		
			<input type="checkbox"/> Bålstödsringspolstring 105 cm MA4470-0003		
			<input type="checkbox"/> Bålstödsringspolstring 120 cm MA4470-0004		
			<input type="checkbox"/> Magplatta, small 11710		
			<input type="checkbox"/> Magplatta, medium 11715		
			<input type="checkbox"/> Magplatta, large 11720		

Beställningsguide Meywalk 4 och Small

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<input type="checkbox"/> Höjdreduceringsbeslag Medium, sänker ca 6cm Kan monteras på Meywalk 4 Small	11163		<input type="checkbox"/> Körhandtag för förälder / assistent	11760	
Fotskyddsskenor, korta <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Small	14703 13703		<input type="checkbox"/> Länkhjul, ledade bak endast till MICRO För inomhusbruk	14900	
<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, långa Mini	13148		<input type="checkbox"/> Bord till Small vändbart, transparent OBS! Passar inte till Micro	11735	
<input type="checkbox"/> Bendelare	13130		<input type="checkbox"/> Höftstöd, par Höjden kan komma att påverkas vid montering av höftstöd	13075	
<input type="checkbox"/> Överdrag till bendelare svart	13150				
<input type="checkbox"/> Tippstöd	11147	