

Datum \_\_\_\_\_

Brukarens namn \_\_\_\_\_

Ordinatör \_\_\_\_\_



- MK4 Micro** art nr 14000 färg svart/silver
- MK4 Small** art nr 13000 färg grön/silver

I standardutförandet ingår bålstödsring\*  
sadel, rumpstopp, fjädrar, riktningsspärr,  
parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.

**1. Välj storleksmodell.**

**A** Mät innerbenens längd,  
då personen står upp, annars liggande.  
Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än  
innerbenslängden.


**B** Mät avståndet under armhålan till golvet  
helst då personen står upp,  
annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

\_\_\_\_\_cm

Ange bålstöds höjd

\_\_\_\_\_cm



- Sadelhöjd 25 - 45 cm  
Bålstöds höjd 52 - 65 cm  
MK4 Micro art nr 14000
- Sadelhöjd 44 - 67 cm  
Bålstöds höjd 74 - 99 cm  
MK4 Small art nr 13000

För ytterliggare sänkning av sadelhöjd, se  
tillbehöret höjdreduceringsbeslaget, sidan 3.

**2. Mät runt bålen.****3. Välj bålstödsring \*, kryssa i önskad ruta.**

- 70 cm bålstödsring 11101
- 90 cm bålstödsring 11105
- 105 cm bålstödsring 11109
- 120 cm bålstödsring 11113 \*\*\*

OBS! Kan monteras på Meywalk MK4 Small \*\*\*

**Stag Micro**

- Justerbar bålstödsring 100510  
70-85cm med stag till Micro modell
- Polstrad överdragklädsel 100501-85










**Stag Small**

- Justerbar bålstödsring 100501  
70-85cm med stag till Small modell
- Polstrad överdragklädsel 100501-85
- Justerbar bålstödsring 100512  
80-105cm med stag till Small modell
- Polstrad överdragklädsel 100502-105

# Beställningsguide Meywalk 4 och Small

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<b>6. Välj sadel</b>			<b>7. Välj fjäder</b>		
<input type="checkbox"/> Mini sadel med MK4 fäste	12950		<b>4. Ange användarens vikt _____ kg</b>		
<input type="checkbox"/> Mellan sadel med MK4 fäste	11404		<b>5. Välj fjädrar nedan:</b>		
<input type="checkbox"/> Stor sadel med MK4 fäste	11312		<input type="checkbox"/> 10 - 15 kg Orange fjäder	104296	
<input type="checkbox"/> Limpsadel med MK4 fäste	11334		<input type="checkbox"/> 15 - 20 kg Lila fjäder	104297	
<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mini sadel	104260		<input type="checkbox"/> 20 - 45 kg Vit fjäder	104298	
<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mellan sadel	104261		<input type="checkbox"/> 45 - 65 kg Gul fjäder	104299	
<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till stor sadel	104262		<input type="checkbox"/> 65 - 80 kg Blå fjäder	104300	
			<b>Bålstödsringspolstring monteras fram eller bak på standardbålstödsring</b>		
			<input type="checkbox"/> Bålstödsringspolstring 70 cm	MA4470-0001	
			<input type="checkbox"/> Bålstödsringspolstring 90 cm	MA4470-0002	
			<input type="checkbox"/> Bålstödsringspolstring 105 cm	MA4470-0003	
			<input type="checkbox"/> Bålstödsringspolstring 120 cm	MA4470-0004	
			<input type="checkbox"/> Magplatta, small	11710	
			<input type="checkbox"/> Magplatta, medium	11715	
			<input type="checkbox"/> Magplatta, large	11720	

Beställningsguide Meywalk 4  
och Small

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<input type="checkbox"/> Höjdreduceringsbeslag Medium, sänker ca 6cm Kan monteras på Meywalk 4 Small	11163		<input type="checkbox"/> Körhandtag för förälder / assistent	11760	
Fotskyddsskenor, korta			<input type="checkbox"/> Länkhjul, ledade bak endast till MICRO För inomhusbruk	14900	
<input type="checkbox"/> Micro	14703		<input type="checkbox"/> Bord till Small vändbart, transparent	11735	
<input type="checkbox"/> Small	13703		OBS! Passar inte till Micro		
<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, långa Mini	13148		<input type="checkbox"/> Höftstöd, par	13075	
<input type="checkbox"/> Bendelare	13130		Höjden kan komma att påverkas vid montering av höftstöd		
<input type="checkbox"/> Överdrag till bendelare svart	13150				
<input type="checkbox"/> Tippstöd	11147	