

Datum _____

Brukarens namn _____

Ordinatór _____



- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Meywalk 4 Micro | art nr 14000 färg svart/silver | I standardutförandet ingår bålstödsring, sadel, rumpstopp, fjädrar, riktningsspärr, parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr. |
| <input type="checkbox"/> | Meywalk 4 Mini | art nr 12000 färg gul/silver | |
| <input type="checkbox"/> | Meywalk 4 Small | art nr 13000 färg grön/silver | |

1. Välj storleksmodell.

A Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än innerbenslängden.


B Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

_____cm

Ange bålstödhöjd

_____cm



Sadelhöjd 25 - 43 cm*
Bålstödhöjd 48 - 68 cm*
Micro art nr 14000

Sadelhöjd 28 - 52 cm*
Bålstödhöjd 55 - 77 cm*
Mini art nr 12000

Sadelhöjd 50 - 67 cm*
Bålstödhöjd 74 - 99 cm*
Small art nr 13000

* Mått tagna med belastning på sadeln

2. Mät runt bälten.**3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.**

Önskar du justerbar bålstödsring hittar du dem under tillbehör.



- 70 cm bålstödsring 11101
- 90 cm bålstödsring 11105
- 105 cm bålstödsring 11109
- 120 cm bålstödsring 11113 *
- OBS! Kan endast monteras på Meywalk MK4 Small *

4. Ange användarens vikt _____ kg**5. Välj fjädrar nedan:**









- 10 - 15 kg Orange fjäder 104296
- 15 - 20 kg Lila fjäder 104297
- 20 - 50 kg Vit fjäder 104298
- 45 - 65 kg Gul fjäder 104299
- 65 - 80 kg Blå fjäder 104300



Beställningsguide Meywalk 4 Micro, Mini och Small

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
6. Välj sadel					
<input type="checkbox"/> Mini sadel med Meywalk 4 fäste	12950		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mini sadel	104260	
<input type="checkbox"/> Mellan sadel med Meywalk 4 fäste	11404		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mellan sadel	104261	
<input type="checkbox"/> Stor sadel med Meywalk 4 fäste	11312		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till stor sadel	104262	
<input type="checkbox"/> Limpsadel med Meywalk 4 fäste	11334		Bålstödsring med bälte 70-85cm (3 bitars)		
7. Välj tillbehör			<input type="checkbox"/> Micro	100510	
<input type="checkbox"/> Magplatta, small	11710		<input type="checkbox"/> Mini / Small	100501	
<input type="checkbox"/> Magplatta, medium	11715		<input type="checkbox"/> Överdrag till bålstödsring med bälte 70-85cm (3 bitars)	100501-85	
<input type="checkbox"/> Magplatta, large	11720				

Beställningsguide Meywalk 4 Micro, Mini och Small

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<input type="checkbox"/> Bord till Mini och Small vändbart, transparent OBS! Passar inte till Micro	11735		Fotskyddsskenor, långa <input type="checkbox"/> Mini <input type="checkbox"/> Small	13148 13168	
<input type="checkbox"/> Höftstöd, par Höjden kan komma att påverkas vid montering av höftstöd	13075		Fotskyddsskenor, korta <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Mini <input type="checkbox"/> Small	14703 12703 13703	
<input type="checkbox"/> Bendelare	13130		<input type="checkbox"/> Körhandtag för förälder / assistans	11760	
<input type="checkbox"/> Överdrag till bendelare svart	13150		<input type="checkbox"/> Länkhjul, ledade bak endast till MICRO För inomhusbruk	14900	
<input type="checkbox"/> Tippstöd	11147	