

Datum _____

Brukarens namn _____

Ordinatör _____



- MK4 Micro** art nr 14000 färg svart/silver
- MK4 Mini** art nr 12000 färg gul/silver
- MK4 Small** art nr 13000 färg grön/silver

I standardutförandet ingår bålstödsring, sadel, rumpstopp, fjädrar, riktningsspärr, parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.

1. Välj storleksmodell.

A Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än innerbenslängden.


B Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

_____ cm

Ange bålstödhöjd

_____ cm




- Sadelhöjd 25 - 43 cm*
Bålstödhöjd 48 - 68 cm*
MK4 Micro art nr 14000

- Sadelhöjd 28 - 52 cm*
Bålstödhöjd 55 - 77 cm*
MK4 Mini art nr 12000

- Sadelhöjd 50 - 67 cm*
Bålstödhöjd 74 - 99 cm*
MK4 Small art nr 13000

* Mått tagna med belastning på sadeln

2. Mät runt bälten.



3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.

- 70 cm bålstödsring 11101
- 90 cm bålstödsring 11105
- 105 cm bålstödsring 11109
- 120 cm bålstödsring 11113 *
- OBS! Kan endast monteras på Meywalk MK4 Small *










4. Ange användarens vikt _____ kg







5. Välj fjädrar nedan:

- 10 - 15 kg Orange fjäder 104296
- 15 - 20 kg Rosa fjäder 104297
- 20 - 50 kg Vit fjäder 104298
- 45 - 65 kg Gul fjäder 104299
- 65 - 80 kg Blå fjäder 104300



Beställningsguide MK4 Micro, Mini och Small

Tillbehör	Art nr	
6. Välj sadel		
<input type="checkbox"/> Mini sadel med MK4 fäste	12950	
<input type="checkbox"/> Mellan sadel med MK4 fäste	11404	
<input type="checkbox"/> Stor sadel med MK4 fäste	11312	
<input type="checkbox"/> Limpsadel med MK4 fäste	11334	
7. Välj tillbehör		
<input type="checkbox"/> Magplatta, small	11710	
<input type="checkbox"/> Magplatta, medium	11715	
<input type="checkbox"/> Magplatta, large	11720	
<input type="checkbox"/> Bord till MINI och SMALL vändbart, transparent OBS! Ej till MICRO	117 35	
<input type="checkbox"/> Höftstöd, par Höjden kan komma att påverkas vid montering av höftstöd	13075	

Tillbehör	Art nr	
Fotskyddsskenor, långa		
<input type="checkbox"/> Mini	13148	
<input type="checkbox"/> Small	13168	
Fotskyddsskenor, korta		
<input type="checkbox"/> Micro	14703	
<input type="checkbox"/> Mini	12703	
<input type="checkbox"/> Small	13703	
<input type="checkbox"/> Bendelare	13130	
<input type="checkbox"/> Överdrag till bendelare svart	13150	
<input type="checkbox"/> Körhandtag för förälder / assistans	11760	
<input type="checkbox"/> Länkhjul, ledade bak endast till MICRO För inomhusbruk	14900	
<input type="checkbox"/> Tippstöd	11147	