



Datum _____

Brukarens namn _____

Ordinatör _____

- Meywalk® 4 Medium** art nr 11200 färg röd/silver I standardutförandet ingår bålstödsring**, sadel, rumpstopp, fjädrar, riktningsspärr, parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.
- Meywalk® 4 Large** art nr 11250 färg svart/silver

1. Välj storleksmodell.

A Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än innerbenslängden.


B Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

_____cm

Ange bålstödhöjd

_____cm



- Sadelhöjd 60 - 85 cm*
Bålstödhöjd 98 - 131 cm*
Meywalk® 4 Medium art nr 11200

- Sadelhöjd 78,5 - 103 cm*
Bålstödhöjd 118 - 151 cm*
Meywalk® 4 Large art nr 11250

* Mått tagna med belastning på sadeln

** Standard bålstödsring om inte annat val görs

2. Mät runt bälten.**3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.**

Fast bålstödsring**

- 70 cm bålstödsring 11101
- 90 cm bålstödsring 11105
- 105 cm bålstödsring 11109
- 120 cm bålstödsring 11113
- 130 cm bålstödsring 11118



- Formbar bålstödsring Medium 105 cm 100502
- Polstrad överdragklädsel 100502-105
- Formbar bålstödsring Large 135 cm 100503
- Polstrad överdragklädsel 100503-135

Tillbehör

Art nr

6. Välj sadel

- Stor sadel med
Meywalk 4 fäste

11312



- Mellan sadel med
Meywalk 4 fäste

11404



- Minisadel med
Meywalk 4 fäste

12950



- Limpsadel med
Meywalk 4 fäste

11334



4. Ange användarens vikt _____ kg

5. Välj fjädrar nedan.

- 20 - 65 kg Gul fjäder 104292
- 65 - 80 kg Blå fjäder 104293
- 80 - 100 kg Röd fjäder 104294
- 100 - 130 kg Grå fjäder 104295



7. Välj tillbehör

Tippstöd

- medium 11147
- large 11148



Tillbehör

Art nr

- Sadelöverdrag med
gel till stor sadel

104262



- Sadelöverdrag med
gel till mellan sadel

104261



- Sadelöverdrag med
gel till mini sadel

104260



- Magplatta, small

11710



- Magplatta, medium

11715



- Magplatta, large

11720



- Körhandtag
för assistans

11760



Tillbehör

Art nr

- Höftstöd, par 13075



- Bord, transparent
Medium och Large 11730



Höjdreduceringsbeslag

- medium 11163
 large 11164



- Fotskyddsskenor, långa
Medium 11160
 Large 11161



- Fotskyddsskenor, korta
Medium och Large 104303



Tillbehör

Art nr

- Bendelare 11150



- Överdrag till bendelare
svart 11740



Övrigt:

