



Datum \_\_\_\_\_

Brukarens namn \_\_\_\_\_

Ordinatör \_\_\_\_\_

- Meywalk® 4 Medium** art nr 11200 färg röd/silver I standardutförandet ingår bålstödsring\*\*\*  
sadel, rumpstopp, fjädrar, riktningsspärr,  
 **Meywalk® 4 Large** art nr 11250 färg svart/silver parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.

**1. Välj storleksmodell.**

**A** Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än innerbenslängden.


**B** Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

\_\_\_\_\_cm

Ange bålstödhöjd

\_\_\_\_\_cm



- Sadelhöjd 60 - 85 cm\*  
Bålstödhöjd 98 - 131 cm\*  
Meywalk® 4 Medium art nr 11200

- Sadelhöjd 78,5 - 103 cm\*  
Bålstödhöjd 118 - 151 cm\*  
Meywalk® 4 Large art nr 11250

\* Mått tagna med belastning på sadeln

\*\* Standard bålstödsring om inte annat val görs

**2. Mät runt bälten.****3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.**

Fast bålstödsring\*\*\*

- 70 cm bålstödsring 11101  
 90 cm bålstödsring 11105  
 105 cm bålstödsring 11109  
 120 cm bålstödsring 11113  
 130 cm bålstödsring 11118



- Formbar bålstödsring Medium 105 cm 100502  
 Polstrad överdragklädsel 100502-105  
 Formbar bålstödsring Large 135 cm 100503  
 Polstrad överdragklädsel 100503-135

Tillbehör

Art nr

## 6. Välj sadel

- Stor sadel med  
Meywalk 4 fäste

11312



- Mellan sadel med  
Meywalk 4 fäste

11404



- Minisadel med  
Meywalk 4 fäste

12950



- Limpsadel med  
Meywalk 4 fäste

11334



## 4. Ange användarens vikt \_\_\_\_\_ kg

## 5. Välj fjädrar nedan.

- 20 - 65 kg Gul fjäder 104292
- 65 - 80 kg Blå fjäder 104293
- 80 - 100 kg Röd fjäder 104294
- 100 - 130 kg Grå fjäder 104295



## 7. Välj tillbehör

Tippstöd

- medium
- large

11147

11148



Tillbehör

Art nr

- Sadelöverdrag med  
gel till stor sadel

104262



- Sadelöverdrag med  
gel till mellan sadel

104261



- Sadelöverdrag med  
gel till mini sadel

104260



- Magplatta, small

11710



- Magplatta, medium

11715



- Magplatta, large

11720



## Tillbehör

## Art nr

- Bålstödsringspolstring MA4470-0001  
Small
- Bålstödsringspolstring MA4470-0002  
Medium
- Bålstödsringspolstring MA4470-0003  
Large



- Höftstöd, par 13075



- Bord, transparent  
Medium och Large 11730



## Höjdreduceringsbeslag

- medium, sänker ca 6cm 11163
- large, sänker ca 8cm 11164



- Körhandtag  
för assistans 11760



## Tillbehör

## Art nr

- Bendelare 11150



- Överdrag till bendelare  
svart 11740



- Fotskyddsskenor, korta  
Medium och Large 104303



- Fotskyddsskenor, långa  
Medium 11160

- Large 11161

