



Datum \_\_\_\_\_

Brukarens namn \_\_\_\_\_

Ordinatör \_\_\_\_\_

- Meywalk® 4 Medium** art nr 11200 färg röd/silver
- Meywalk® 4 Large** art nr 11250 färg svart/silver

I standardutförandet ingår:  
bålstödsring \*\*\* sadel, rumpstopp, fjädrar,  
riktningsspärr, handbygel, parkeringsbroms,  
släpbroms och bakåtsspärr

### 1. Välj storleksmodell.

**A** Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än innerbenslängden.


**B** Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

\_\_\_\_\_cm

Ange bålstödshöjd

\_\_\_\_\_cm



- Sadelhöjd 60 - 85 cm\*  
Bålstödshöjd 98 - 131 cm\*  
Meywalk® 4 Medium art nr 11200

- Sadelhöjd 78,5 - 103 cm\*  
Bålstödshöjd 118 - 151 cm\*  
Meywalk® 4 Large art nr 11250

\* Mått tagna med belastning på sadeln

\*\* Standard bålstödsring om inte annat val görs

### 2. Mät runt bälten.



### 3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.












Fast bålstödsring\*\*\*

- 70 cm bålstödsring 11101
- 90 cm bålstödsring 11105
- 105 cm bålstödsring 11109
- 120 cm bålstödsring 11113
- 130 cm bålstödsring 11118



- Formbar bålstödsring Medium 105 cm 100502
- Polstrad överdragklädsel 100502-105
- Formbar bålstödsring Large 135 cm 100503
- Polstrad överdragklädsel 100503-135

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<b>6. Välj sadel</b>					
<input type="checkbox"/> Stor sadel med Meywalk 4 fäste	11312		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till stor sadel	104262	
<input type="checkbox"/> Mellan sadel med Meywalk 4 fäste	11404		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mellan sadel	104261	
<input type="checkbox"/> Minisadel med Meywalk 4 fäste	12950		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mini sadel	104260	
<input type="checkbox"/> Limpsadel med Meywalk 4 fäste	11334		<input type="checkbox"/> Magplatta, small	11710	
<b>4. Ange användarens vikt _____ kg</b>			<input type="checkbox"/> Magplatta, medium	11715	
<b>5. Välj fjädrar nedan.</b>			<input type="checkbox"/> Magplatta, large	11720	
<input type="checkbox"/> 45 - 65 kg Gul fjäder	104292		<input type="checkbox"/> Distanser till magplatta	M11725	
<input type="checkbox"/> 65 - 80 kg Blå fjäder	104293		<input type="checkbox"/> 6 stk inkl skruvar		
<input type="checkbox"/> 80 - 100 kg Röd fjäder	104294				
<input type="checkbox"/> 100 - 130kg Grå fjäder	104295				
<b>7. Välj tillbehör</b>					
Tippstöd					
<input type="checkbox"/> medium	11147				
<input type="checkbox"/> large	11148				

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<input type="checkbox"/> Bålstödsrings- polstring 70 cm	MA4470-0001		<input type="checkbox"/> Bendelare	11150	
<input type="checkbox"/> Bålstödsrings- polstring 90 cm	MA4470-0002		<input type="checkbox"/> Överdrag till bendelare svart	11740	
<input type="checkbox"/> Bålstödsrings- polstring 105 cm	MA4470-0003		<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, korta Medium och Large	104303	
<input type="checkbox"/> Bålstödsrings- polstring 120 cm	MA4470-0004		<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor, långa Medium	11160	
<input type="checkbox"/> Höftstöd, par	13075		<input type="checkbox"/> Large	11161	
<input type="checkbox"/> Bord, transparent Medium och Large	11730		<input type="checkbox"/> Lång bromsspak inkl bromshus Medium Hö sida	MA110010-M010170	
Höjdreduceringsbeslag			<input type="checkbox"/> Lång bromsspak inkl bromshus Medium Vä sida	MA110010-M010171	
<input type="checkbox"/> Medium, sänker ca 6cm	11163		<input type="checkbox"/> Lång bromsspak inkl bromshus Large Hö sida	MA110010-M010174	
<input type="checkbox"/> Large, sänker ca 8cm	11164		<input type="checkbox"/> Lång bromsspak inkl bromshus Large Vä sida	MA110010-M010175	
<input type="checkbox"/> Körhandtag för assistans	11760		Bromsspakens längd 65cm		