



Datum \_\_\_\_\_

Brukarens namn \_\_\_\_\_

Ordinatör \_\_\_\_\_

- ☐ **Meywalk® 4 Medium** art nr 11200 färg röd/silver
- ☐ **Meywalk® 4 Large** art nr 11250 färg svart/silver

I standardutförandet ingår:  
bålstödsring, sadel, rumpstopp, fjädrar,  
riktningsspärr, handbygel, parkeringsbroms,  
släpbroms och bakåttspärr

## 1. Välj storleksmodell.

**A** Mät innerbenens längd,  
då personen står upp, annars liggande.  
Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än  
innerbenslängden.


**B** Mät avståndet under armhålan till golvet  
helst då personen står upp,  
annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

\_\_\_\_\_ cm

Ange bålstödshöjd

\_\_\_\_\_ cm



- ☐ Sadelhöjd 60 - 84 cm  
Bålstödshöjd 101- 133 cm  
Meywalk® 4 Medium art nr 11200
- ☐ Sadelhöjd 80 - 104 cm  
Bålstödshöjd 120 - 152 cm  
Meywalk® 4 Large art nr 11250

## 2. Mät runt bålen.



## 3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.



Standard bålstödsring om inte  
annat val görs.

- ☐ 70 cm bålstödsring 11101
- ☐ 90 cm bålstödsring 11105
- ☐ 105 cm bålstödsring 11109
- ☐ 120 cm bålstödsring 11113
- ☐ 130 cm bålstödsring 11118



- ☐ Formbar bålstödsring Medium 105 cm 100502
- ☐ Polstrad överdragklädsel 100502-105
- ☐ Formbar bålstödsring Large 135 cm 100503
- ☐ Polstrad överdragklädsel 100503-135

## Tillbehör

## Art nr

## 4. Välj sadel

- ☐ Stor sadel med  
Meywalk 4 fäste

11312



- ☐ Mellan sadel med  
Meywalk 4 fäste

11404



- ☐ Minisadel med  
Meywalk 4 fäste

12950



- ☐ Limpsadel med  
Meywalk 4 fäste

11334



## 5. Ange användarens vikt \_\_\_\_\_ kg

## 6. Välj fjädrar nedan.

- ☐ 45 - 65 kg Gul fjäder 104292
- ☐ 65 - 80 kg Blå fjäder 104293
- ☐ 80 - 100 kg Röd fjäder 104294
- ☐ 100 - 130kg Grå fjäder 104295



## 7. Välj tillbehör

## Tippstöd

- ☐ medium
- ☐ large

11147

11148



## Tillbehör

## Art nr

- ☐ Sadelöverdrag med  
gel till stor sadel

104262



- ☐ Sadelöverdrag med  
gel till mellan sadel

104261



- ☐ Sadelöverdrag med  
gel till mini sadel

104260



- ☐ Magplatta, small

11710



- ☐ Magplatta, medium

11715



- ☐ Magplatta, large

11720



- ☐ Distanser till magplatta M11725  
6 stk inkl skruvar



## Tillbehör

## Art nr

- ☐ Bålstödsrings-  
polstring 70 cm MA4470-0001
- ☐ Bålstödsrings-  
polstring 90 cm MA4470-0002
- ☐ Bålstödsrings-  
polstring 105 cm MA4470-0003
- ☐ Bålstödsrings-  
polstring 120 cm MA4470-0004



- ☐ Höftstöd, par 13075



- ☐ Bord, transparent  
Medium och Large 11730



## Höjdreduceringsbeslag

- ☐ Medium, sänker ca 6cm 11163
- ☐ Large, sänker ca 8cm 11164



- ☐ Körhandtag  
för assistans 11760



## Tillbehör

## Art nr

- ☐ Bendelare 11150



- ☐ Överdrag till bendelare  
svart 11740



- ☐ Fotskyddsskenor, korta  
Medium och Large 104303



- ☐ Fotskyddsskenor, långa  
Medium 11160

- ☐ Large 11161



- ☐ Lång bromsspak  
inkl bromshus  
Medium Hö sida MA110010-M010170

- ☐ Lång bromsspak  
inkl bromshus  
Medium Vä sida MA110010-M010171

- ☐ Lång bromsspak  
inkl bromshus  
Large Hö sida MA110010-M010174

- ☐ Lång bromsspak  
inkl bromshus  
Large Vä sida MA110010-M010175

Bromsspakens längd 65cm

