

EASyS Advantage



MAYDAY AID

EASyS Advantage säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-56 97 00, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



EASyS Advantage

En avancerad sittvagn med alla tillbehör och inställningsmöjligheter som behövs för att kunna ge barn, med speciella behov, en riktigt bra sittkomfort. Dessutom är sittvagnen lätt och behändig att köra och att enkelt att få med i bil.

Patenterat säkerhetssystem

EASyS Advantage är utrustad med säkerhetssystemet "Balance safety system", en patenterad uppfinning som minimerar tipprisk då ryggstödet lutar bakåt.

Extra långt ryggstöd

Tack vare möjligheten att förlänga ryggstödet, sänka fotplattan, bredda sits och sittdjup kan EASyS Advantage justeras in och passa perfekt under lång tid.



Fakta

Längdmått cm	Strl 1	Strl 2
Vändbar sättenhet	180°	180°
Mått uppfälld	99,5x59,5x114	107x69x120
Hjul fram	18/19cm	18/19cm
Hjul bak	25/28,5cm	25/28,5cm
Max brukarvikt	35 kg	40 kg
Vikt , sättenhet	9 kg	10,4 kg
Handtagshöjd	92-114 cm	92-120 cm
Mått ihopfälld	82x59,5x42,5	86x69x55
Sittdjup	19 – 30 cm	27 – 38 cm
Sittbredd	19 -31 cm	25 – 37 cm
Ryggstödshöjd	41,5 - 68 cm	55 – 74 cm
Underbenslängd	17,5 – 29 cm	21 – 37 cm
Knäinkel	90° - 180°	90° - 180°
Höftinkel	90° - 180°	90° - 180°
Tilt-in-space	-15° till +45°	-10° till + 40°



Allt ingår i standardutförandet

Sufflett, korg, höftstöd, bälte, polstrad klädsel med reflex, chassiram i aluminium med Balance Safety System, massiva hjul, transportfästen, ställbar körbygel, fjädrande sättenhet.

Åk säkert

När barn skall åka bil eller buss, sitter barn säkrast i en bilbarnstol. En del barn har ont och ibland finns varken möjlighet eller tid för att flytta barnet från sittvagn till bilbarnstol. EASyS Advantage är därför i standardutförande utrustad med transportfästen så att färden alltid blir så säker som möjligt. EASyS Advantage är krocktestad och godkänd, så att ditt barn kan tryggt sitta bältrad kvar i sittvagnen, under färd med bil eller buss, ihop med fordonets trepunktsbälte.

Tillbehör

Polstring till chassiram	H-bälte	Väst
Fjärils/bröstsälar	Parasoll	Grensele
Huvud/nackstöd	Bålstöd	Fotremmar
Höftstöd	Långa sidostöd	Bord
Abduktionsblock	Säkerhetsbåge	Åkpåse



Vänd hela sitsen så att du kan ha ögonkontakt med ditt barn.



EASyS Advantage säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-56 97 00
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

MAYDAY AID