

HEIGHT RIGHT CHAIR



special
tomato

Hög barnstol med
positioneringsdynor

MAYDAY AID

Height Right Chair säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 Kungälv
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

CE

Height Right Chair

Från liten till stor, 6 mån och uppåt.

Height Right Chair (HRC) är en hög mat- och arbetsstol som växer i takt med ditt barns utveckling och ålder.



VIKTIGA PUNKTER:

- 3-punkts bälte
- Justerbar sittplatta i höjd
- Justerbar sittplatta i djup
- Justerbart fotstöd i höjd
- Justerbart fotstöd i djup
- Många olika tillbehör såsom: sittedyna, ryggdyna, fixeringsremmar för fötter (fotsandaler), bord och säkerhetsbåge

Dyna med abduktion

Sittedynan TippTopp är speciellt designad för att passa ihop med ryggstödet på Height Right Chair stolen. Perfekt till små barn, från ca 6 månaders ålder.



Abduktionsförhöjningen förhindrar barnet att glida framåt. TippToppdynan hjälper också barnet att sitta med benen delade och ger en bra och stabil sittställning.

Ryggdyna ger bra bålstabilitet

Ryggdynan fixeras och monteras på Height Right Chairs ryggstöd, ventilutskottet trycks genom ryggstödet centrerade hål.

Bordet och säkerhetsbågen kan snabbt sättas fast och lika snabbt monteras bort. Lossa på låsspärren på var sida och dra ut bordet.

Fotsandalerna, som fixerar fötterna på fotstödsplattan, monteras med hjälp av kardborreband eller skruvas fast i fotplattan för att sitta fast ordentligt.



Trepunktsbälte ger en trygg och säker sittposition

Teknisk information

	cm	cm	cm
Sittplatta	Bredd 42	Djup 23,5	
Sittplatta, höjd från golv	42 - 61		
Fotstödsplatta	Bredd 42	Djup 29	
Fotstödsplatta, höjd från golv	10 - 38		
Bord	Bredd 42	Djup 20	
Bordets höjd från golv	66		
Totalmått	Bredd 43	Djup 53	Höjd 84



Height Right Chair säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

MAYDAY AID