







Pos.nr	Artikelnr	Artikel
1	13010	Komplett överdel, small
1	12010	Komplett överdel, mini
1.1	11101	Bålstödsring 70cm
	11105	Bålstödsring 90cm
	11109	Bålstödsring 105cm
	11113	Bålstödsring 120cm
1.1.1	11302	Skumrör till bakre låsrör 70-ring
	11303	Skumrör till bakre låsrör 90-ring
	11304	Skumrör till bakre låsrör 105-ring
	11305	Skumrör till bakre låsrör 120-ring
	11306	Skumrör till bakre låsrör 130-ring
1.1.2	11400	Plastpropp 25mm
1.1.3	11401	Insexskruv M8x20mm
1.2	12050	Höjdjusterbart rör, komplett
1.2.1	12052	Låsratt
1.2.2	12055	Höjdjusterbart rör
1.3	12090	Central justeringsenhet, komplett
1.3.1	12095	Central justeringsenhet
1.3.2	11406	Skruv M8 x 8mm
1.3.3	49949	Stjärngrepp, komplett M8x30mm
1.3.3.1	11394	Bricka
1.3.3.2	11395	låsring
1.3.3.3	11393	Insexskruv M8x35mm
1.3.3.4	11414	Stjärngrepp
1.3.4	12120	Platta till centralenhet
1.3.5	12953	Skruv M6x10mm
1.4	12130	Handbygel komplett
1.4.1	11111003	M5x12mm
1.4.3	12135	Handbygel
1.4.4	106600	Skumrör till handbygel
1.4.5	11751	Överdrag till handbygel
1.5	13200	Övre sidorör, komplett, small
1.5	12200	Övre sidorör, komplett, mini
1.5.1	13205	Övre sidorör och centerkonsoll, small
1.5.1	12205	Övre sidorör och centerkonsoll, mini
1.5.2	12270	Handbygelsbeslag, vänster
1.5.3	12285	Handbygelsbeslag, höger
1.5.4	11111008	Skruv för justering av handbygel
1.5.5	12300	Inre låsring
1.5.6	12310	Yttre låsring
1.5.7	12959	Skruv till inre låsring
1.5.8	12960	Skruv till yttre låsring

1.5.7	12959	Skruv till inre låsring
1.5.8	12960	Skruv till yttre låsring
1.6	13330	Mellersta sidoröret, komplett, small
1.6	12330	Mellersta sidoröret, komplett, mini
1.6.1	49904	Låsvred
1.6.2	13335	Mellersta sidoröret, small
1.6.2	12335	Mellersta sidoröret, mini
1.6.3	104135	Invändigt höjdjusteringsrör
1.7	12950	Sadel med beslag, mini
1.7.	11404	Sadel med beslag, small
1.7.1	106056	Sadel, mini
1.7.1	820-1	Sadel, small
1.7.2	11052	Sadelbeslag, small
1.7.2	12370	Sadelbeslag, mini
1.7.3	11111010	Bult M8x16mm, set
1.7.4	11416	Gummibussning till mini o small, röd
1.8	11440	Rumpstopp, komplett, mini och small
1.8.1	106901	Skumrör till rumpstopp
1.8.2	11111012	Insexskruv M8x110mm
1.8.3	106637	Rumpstopp
1.8.4	40931	Gängad stång 6x25mm
1.8.5	41907	Mutterhuvud
1.8.6	51209/51210	Expanderbult till rumpstopp
1.9	12400	Sadelupphängningsrör, komplett
1.9.1	12410	Sadelupphängningsrör
1.9.2	11111016	Stjärngrepp
1.9.3	42108	Bricka
1.9.3	42108	Skiva M8
2.1	13500	Underdel komplett, small
2.1	12500	Underdel komplett, mini
2.1.1	13510	Undre ramdel, small, grön, komplett
2.1.1	12510	Undre ramdel, mini, gul, komplett
2.1.2	10073	Klämbygel
2.1.3	41305	Låsmutter

2.1.6	42746	Övre bussning med krage
2.1.7	11111000	Gängad stång M6x20mm
2.1.8	41907	Mutterhuvud M6
2.1.9	104040	Invändig bussning
2.2.1	13600	Hävbygel small, grön
2.2.2	11111000	Gängad stång M6x20mm
2.2.3	41907	Mutterhuvud M6
2.2.4	104040	Invändig bussning
2.3	13680	Förbindelserör, small
2.4	112151	Framhjul komplett mini och small
2.4.1	112150	Framhjul, svart fälg
2.4.2	40439	Bult M8x35
2.4.3	41308	Låsmutter
2.4.4	49530	Gaffel 150x32mm
2.4.5	40168	Bult M12x80mm
2.4.6	49921	Avbärarhjul
2.4.7	104041	Distansrör
2.4.8	41312	Låsmutter M12
2.4.9	49612	Plasthatt M12 svart
2.5	13972	Bakhjul komplett
2.5.1	12966	Bakhjul med svart fälg
2.5.2	40440	Bult M10x25mm
2.5.3	10071	Gängad bussning till bakhjul
2.6	13700	Nedre sidorör, komplett, small, grön
2.6.1	13710	Nedre sidorör, small, grön
2.6.2	13956	Bussning
2.7	104296	Orange fjäder (10-15kg) Mini
2.7	104297	Lila fjäder (15-20kg) Mini
2.7	104298	Vit fjäder (20-50kg) Mini o Small
2.7	104299	Gul fjäder (45-65) Small
2.7	104300	Blåa fjädrar (65-80kg) Small
2.8	12810	Komplett broms, höger
2.8	12830	Komplett broms, vänster
2.8.1	49946	Parkeringshandtag
2.8.2	64208	Bromskloss
2.8.3	12953	Insexbult M6x10mm
	12890	Bakåtspärr
	10189	Riktningsspärr
	10192	Släpbroms