

Beställningsguide Miniwalk



Datum _____

Brukarens namn _____

Ordinatör _____

 Miniwalk storlek 1 Turkos art nr 106061

 Miniwalk storlek 2 Röd art nr 106062

Miniwalk- gåstolen för barn
I standardutförandet ingår bålstödsring, sidorör, sadel, rumpstopp och fjädrar.

1. Välj storleksmodell.

A Mät innerbenens längd
om möjligt då barnet står upp, annars i liggande.

Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än
innerbenslängden.


B Mät avståndet under armhålan till golvet
om möjligt då barnet står upp, annars i liggande.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

_____ cm

Ange bålstödhöjd

_____ cm



Bålstödhöjd 55 - 75 cm*
Miniwalk storlek 1
turkos 106061

Bålstödhöjd 70 - 90 cm*
Miniwalk storlek 2
röd 106062

* Mått tagna med belastning på sadeln

2. Mät runt bälten

Ange bålomkrets

_____ cm



3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta

- 70 cm bålstödsring , standard 106100
- 70 cm bålstödsring, rak 106101
- 90 cm bålstödsring, standard 104220
- 90 cm bålstödsring, rak 104221
















4. Ange användarens vikt _____ kg

Välj fjäder

- 10 - 15 kg grön fjäder 106170
- 15 - 20 kg silver fjäder 106171
- 20 - 40 kg svart fjäder 106172



Beställningsguide Miniwalk

Tillbehör	Art nr	Tillbehör	Art nr
5. Välj tillbehör		<input type="checkbox"/> Höftstöd	106085 
<input type="checkbox"/> Limpsadel	10250 	<input type="checkbox"/> Magplatta	106072 
<input type="checkbox"/> Körhandtag med fäste	11761 	Överdrag till bålstödsring	
<input type="checkbox"/> Bendelare	106157 	<input type="checkbox"/> storlek 70 cm, standard	104366 
<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mini sadel	104263 	<input type="checkbox"/> storlek 70 cm, rak	104371
<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor Korta 32 x 18 cm	104302 	<input type="checkbox"/> storlek 90 cm, standard	104367
<input type="checkbox"/> Fotskyddsskenor Långa	106080 	<input type="checkbox"/> storlek 90 cm, rak	104372
<input type="checkbox"/> Antitippstöd	106070 	<input type="checkbox"/> Överdrag handbygel	104376 
		<input type="checkbox"/> Riktningsspärr	106997 
		<input type="checkbox"/> Släpbromsar	106090 
		<input type="checkbox"/> Bakåtspärr	106094 
		<input type="checkbox"/> Stödbygel	106082 
		Stödbygel monteras då sadel inte behövs.	