

# PACER



## Rollator och gåstol

**MAYDAY AID**

PACER säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

CE

# PACER

## Rollator och gåstol

Pacer gåstol och rollator ger många barn, ungdomar och vuxna en möjlighet att kunna stå och gå på egen hand. Att på egna ben få stå upp, stärker självkänsla och egenvärde. Att kunna delta i olika aktiviteter, mötas öga mot öga är så viktigt för att känna gemenskap.

Pacer är ett lätttrullat gånghjälpmedel som kan anpassas utifrån användarens behov och förutsättningar. Pacer kan användas både som rollator framför sig eller som rollator bakom sig. För användare som behöver mer stöd vid gång finns många tillbehör. Inga verktyg behövs vid montering.


Gåstolen/rollatorn kan användas både inomhus och utomhus på rent, jämnt och plant underlag.

Pacer finns i fem storlekar för att kunna växa med användaren. Pacer Mini passar de allra minsta som vill upp och gå, från nio månader och uppåt. Den största Pacer storleken, Pacer XL, är testad för användare upp till 125 kg.

För användare med svag muskelkraft är Pacer suverän då minsta möjliga rörelse flyttar Pacer och ger en direkt positiv feedback.



Pacer finns i 5 storlekar.  
OBS! Färgen på ramarna ovan avviker från standardsortimentet.



Armstöden justeras individuellt och kan ställas i både höjd och vinkel, för att ge rätt stöd för armar och händer.



## Tillbehör

- Ergonomiskt armstöd med kardborreband
- Ledade benstöd
- Vristband på skena
- Bålstödsbälte
- Slingsadel
- Dyna till slingsadel
- Vinkelställbart transparent bord
- Handtagsgrepp



XL modellen klarar en maxvikt på 125 kg. Att komma igång med träning gör att rehabiliteringen går fortare.

Mått i cm	Mini	Small	Medium	Large	XL
Artikelnr	K510	K511	K521	K531	K544
Standardfärg	Limegrön	Röd	Blå	Champagne	Blå
Totalbredd	52	57	66	70	84
Totallängd	57	69	81	97	114
B-bältes höjd*	44,5-57	56-77,5	71-97	91-130	98-136
Ramens höjd	32	39-50	53-66	74-99	80-105
Ihopfälld	Fälls ej	Fälls ej	81x66x43	97x70x44	114x81x44
Ramens vikt	3,5 kg	5 kg	7 kg	13 kg	20 kg
Max brukarvikt	23 kg	34 kg	68 kg	91 kg	125 kg
Bålstödsbältets omkrets	35-71	35-71	56-102	71-127	71-127



PACER säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01  
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

MAYDAY AID