

# Per och Pernilla



Per



Pernilla



Per och Pernilla säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



# Per

Lådpall med handtag som står stadigt på golvet. Lådpallen Per kan ställas i olika höjder, för att passa många barn. Barnen behöver kunna sitta på pallen och nå ner med fot-sulorna plant på golvet.

Fötterna bibehåller sin plats vid uppresning då de får stöd vid hämlarna och blir kvar på golvet.

Lådan kan vändas upp och ner och användas för olika leksaker som "behöver" en säng eller bil.



Artikelnummer	Storlek	Bredd	Djup	Höjd
4169	1	360mm	290mm	180-270mm
4170	2	400mm	330mm	240-380mm

# Pernilla

Pallen Pernilla kan höjas och sänkas genom att använda de förborrade hålen i höjdljed. Ribborna på pallens översida kan användas för att montera olika handtag att kunna hålla sig i, annars kan ribborna ge ett bra stöd.

Staget längs ner håller fötterna på plats då barnet vill resa sig upp. Sittytan är stor om man som vuxen vill sitta bakom och ge barnet sitt stöd.



Artikelnummer	Storlek	Längd	Bredd	Höjd
4650	1	390mm	390mm	210-270mm
4651	2	390mm	390mm	260-340mm
4652	3	560mm	390mm	260-340mm
4653	4	560mm	390mm	310-410mm



Per och Pernilla säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01  
info@maydayaid.se www.maydayaid.se

**MAYDAY AID**