

Susanne - Sitter Seat



Susanne - Sitter Seat säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00 info@maydayaid.se www.maydayaid.se



Susanne - Sitter Seat

Skön, mjuk och väl utformad hel sits för barn som behöver stöd och hjälp för att kunna sitta själva. Sitsen finns i fem storlekar och monteras enkelt på en vanlig stol eller monteras fast på någon av de tre underredet som ingår i sittersystemet.

Stella - Mobility Tray Table, heter bordet som kan ställas i både höjd och vinkel.



Underredet Roland - Mobility Base är format helt i trä och kan enkelt rullas från rum till rum med hjälp av de fyra hjulen.

Alla hjulen är ledade och kan bromsas individuellt.

I standardutförandet i sitsen ingår två bälten med spännen för att fixera stolen i rätt sittposition. Dessutom ingår ett fyrpunktsbälte för bälten samt ett grensele med trepunktsbälte så att barnet kan sitta tryggt och säkert.



Underredet Frank - Stationary Base är format i massivt trä, står stabilt och stadigt stilla på fyra fasta benfötter.

Sitsen är formad för att ge bästa stöd till abduktorererna, det vill säga, barnet får hjälp att sitta med benen isär. Sitsen Susanne - Sitter Seat förekommer i olika färger.



Tillsammans med underredet Roland - Mobility Base, kan sitsen tiltas med hjälp av kardborrebanden på sitsens rygg, för att hitta den rätta sittpositionen.

Med underredet Lars - Floor Base, kommer sitsen nära golvet. Roligt att kunna sitta själv och leka med de andra barnen!



Sitsen Susanne - Sitter Seat kan monteras på en helt vanlig stol. Sätt fast ett av bältena runt ryggen och den andra runt sitsen på stolen.



Fakta

Storlek	Str 1	Str 2	Str 3	Str 4	Str 5
Ålder	1 - 2 år	2 - 6 år	6 - 9 år	9 - 14 år	13 år - vuxen
Brukarvikt	9-14 kg	14-27 kg	18-36 kg	23-50 kg	41-91 kg
Sitthöjd	12,7 cm	11,4 cm	13,8 cm		
Sittbredd	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Sittdjup insida	17,5 cm	24 cm	29 cm	34 cm	40 cm
Ryggbredd insida	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Rygghöjd	52,5 cm	65 cm	72,5 cm	87,5 cm	97,5 cm
Yttermått (BxDxH)	30x30x62,5 cm	35x35 72,5 cm	40,6x40,6x72,5 cm	47,5x45x95,3 cm	52,5x50x110 cm
Bälten	JA	JA	JA	JA	JA
Sitsens vikt	2,7 kg	4,5 kg	6 kg	7 kg	8,6 kg



Susanne - Sitter Seat säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00
info@maydayaid.se www.maydayaid.se

MAYDAY AID