

# Beställningsguide

## Recaro Monza Nova 2 Reha



Datum \_\_\_\_\_

Barnets namn \_\_\_\_\_

Sökande person nr \_\_\_\_\_



**Recaro Monza Nova 2 Reha**  
**inklusive isofix-fästen**

art nr 801

Ryggstödet går snabbt att ställa i 11 olika höjder.

Röda markeringar på stolen talar om var bilens trepunktsbälte skall placeras.

Inbyggda hörlurar i sidonackstöd kopplas ihop med kontaktsladden som löper ut i nätfickan.



På sidan av nackstödet sitter en gummiblåsa som man med manuellt pumpar upp för komforten i nackstödet.



Anti Escape Vest storlek 1 822

storlek 2 823

Rymningssäkerväst, som monteras i bilbarnsstolen, förhindrar att barnet tar av sig bälten.



Ryggstabilisator



816

Brickor som bibehåller ryggstödet i upprätt position. Rekommenderas tillsammans med vridplatta.



Adapterplatta med isofix-fästen (för vridplatta)



Stabiliseringsbygel bak 819

Bygel för hålla barnstolen på plats på bilsätet, monteras antingen direkt på bilbarnsstolen eller på adapterplatta (utan isofix-fästen).

## Beställningsguide Recaro Monza Nova 2 Reha

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<input type="checkbox"/> Vridplatta	820		<input type="checkbox"/> Sittdjupförlängning + 13 cm OBS! Kan inte kombineras ihop med fotplatta och/eller stödben.	808	
OBS! Kan inte kombineras med sittkil under bilbarnsstolen.					
<input type="checkbox"/> Adapter för vridplatta till Monza Nova II Reha			<input type="checkbox"/> Sittkil Placeras inne i bilbarnsstolens sits.	809	
Art nr: E 89036					
<input type="checkbox"/> Fotplatta, kort inklusive stödben, fotplattans djup 12 cm	806		<input type="checkbox"/> Sittkil Placeras under bilbarnsstolen.	810	
<input type="checkbox"/> Fotplatta, långt, inklusive stödben fotplattans djup 18 cm	805				
<input type="checkbox"/> Stödben	817		<input type="checkbox"/> Mjukt bälteskydd för axelbanden	815	
<input type="checkbox"/> Bord / Underarmsstöd	811		<input type="checkbox"/> Bilsätesskydd för rygg	814	
			Monteras på bilens stolsrygg, bakom bilbarnsstolen.		
			<input type="checkbox"/> Bilsätesskydd för sits	813	Monteras på bilsätet, under bilbarnsstolen.