

# Swiftly 2



En bekväm och enkel sulky  
i större storlek

**MAYDAY AID**

Swiftly 2 säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 Kungälv  
Tel: 0300-56 97 00 info@maydayaid.se www.maydayaid.se



# Swifty 2

- en bekväm och enkel sulky

Nu finns Swifty i en större storlek. Sulky är mycket allsidig tack vare den låga vikten och dom ledade länkhjulen. Sittenhet och chassi är monterade ihop till en enhet vilket gör att Swifty är enkel att fälla ihop för ta med i bilen och på andra resor.

## Lättkörd och med snygg design

Vinkelställbar rygg, bra sittdjup tillsammans med möjligheten att ställa fotplattan i rätt höjd samt många tillbehör i form av selen och bälten gör att barnet får en bekväm sittposition och komfort.

Specialvävt tyg med invävda luftkanaler i klädseln gör att sulky är skön att sitta i både då det är varmt eller kallt ute. Klädseln är förberedd med insydda skårer som gör det enkelt att montera tillbehören.

Riktningsspärr på länkhjulen ingår i standardutförandet. Swifty passar lika bra för promenader på ojämnt underlag, som i stadsmiljö.

Fotplattan är designad för att släppa igenom smuts, snö och vatten. Hålen i fotplattan gör det möjligt att lätt montera fotremmar för varje barns individuella behov.

Fotplattan kan ställas högt för det lilla barnet för att sedan sänkas ned allt eftersom barnet växer.

## Standardutförande

Fastmonterad sittenhet och chassi, klädsel, sufflett, korg, H-bälte, massiva hjul med ledade länkhjul med riktningsspärr, justerbart körhandtag och fotplatta. Transportfästen för fastsättning i bil eller buss.



## Många tillbehör

- Abduktionsblock
- Avsmalningsdynor
- Bord, transparent
- Bålstöd, mjukt med bälte
- Bålstöd, standard
- Fjärils/brösthälte
- Fjärils/brösthälte, flexibelt
- Fotremmar
- Grensele
- Huvudskydd
- Höftbälte
- Luftpumpade hjul
- Polstring till chassiram
- Regncape
- Sufflett, huvud- och benskydd mot sol och regn
- Sufflett, transparent inkl benskydd
- Säkerhetsbåge, polstring ingår
- Tramprör
- Transparent regnskydd för sufflett
- Väst, medium

## Swifty 2, mått och vikt

Sittdjup	34 - 40 cm
Sittbredd	39,5cm (se sittbreddsdyner)
Ryggstödshöjd	70 cm
Benlängd fotplatta	21 - 37 cm
Höftvinkel	90-100°
Fotplattans vinkel	90 °
Fotplatta (B x D)	31x20 cm
Sittvinkel	+ 20 °
Totala mått uppfälld (BxHxD)	67 x 113 x 98 cm
Totala mått hopfälld (BxHxD)	67 x 49 x 79 cm
Framhjul	7,1" / 18 cm
Bakhjul	9,8" / 25 cm
Vikt	18,2kg
Max belastningsvikt	50 kg



Swifty 2 säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka  
Tel: 0300-56 97 00  
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

**MAYDAY AID**