


# Tova & Rune




## Mjuk toalettsits



Tova och Rune säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



# Tova och Rune, mjuk sittring till toalett



Tova, oval toalettstolsdyna    Rune, rund toalettstolsdyna

## Med en mjuk toastolsdyna blir toalettbesöken både skönare och säkrare.

Många barn, ungdomar och vuxna får ont av att sitta på en hård sittring. Toalettstolsdynan Tova (oval) och Rune (rund) är behaglig att sitta på och enkel att rengöra.

Dynan placeras ovanpå toalettstolens standardring. Materialet under dynan har antihalk egenskaper, det vill säga toalettstolsdynan glider inte runt utan ger ett stabilt sittstöd då dynan läggs ovanpå standard toastolsringen utan någon som helst montering.

Toalettstolsdynan levereras i en egen väska/rygsäck så att dynan enkelt och hygieniskt kan tas med på resa eller utflykt.

Sittringen kan spolas av eller tvättas av med vanliga rengöringsmedel eller desinfektionsvätska. I samband med rengöring är det viktigt att notera att ingen vätska (vatten mm) får tränga ner i dynans bakre ventil, ingen vätska får komma in i dynans bakre ventil vid rengöring.

Tänk på att placera dynans abduktionsförhöjning framåt på toalettstolen. Abduktionsförhöjningen gör det lättare att sitta med benen isär.



Mjuk och bekväm



Enkel att ta med i tillhörande väska



Antihalk gör att dynan ligger stabilt på toalettstolsringen

## Fakta

Mått i cm	TOVA, oval	RUNE, rund
Artikelnummer	74020004	74010004
Sittringens inre djup	14	15
Sittringens inre bredd	22	18,5
Sittringens yttre djup	42	39
Sittringens yttre bredd	33	35,5
Sittringens tjocklek	4,5	4
Vikt med väska	0,7 kg	0,7 kg



Tova och Rune säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01  
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

**MAYDAY AID**