

Beställningsguide Pacer

Datum _____

Brukarens namn _____

Ordinatör _____

Pacer, rollator eller gåstol

Standardutförande: Lackerad aluminium ram. Alla hjulen har riktningsspärr, släpbroms, parkeringsbroms och bakåtbroms. Inga verktyg behövs, lätt att montera tillbehör, enkel att fälla ihop. Alla modellerna har en standardfärg.

Huvudprodukt

Art nr












Välj modell och tillbehör,
kryssa i önskad ruta. PACER Mini K510Armstödshöjd: 39 - 52 cm
Ramhöjd: 32 cm
Bålstödshöjd: 44 - 57 cm**Standardfärg Limegrön** PACER Small K511Armstödshöjd: 47 - 70 cm
Ramhöjd: 39,5 - 49,5 cm
Bålstödshöjd: 56 - 77 cm**Standardfärg Röd** PACER Medium K521Armstödshöjd: 61 - 86 cm
Ramhöjd: 53 - 66 cm
Bålstödshöjd: 71 - 96 cm**Standardfärg Blå** PACER Large K531Armstödshöjd: 79 - 117 cm
Ramhöjd: 71 - 96 cm
Bålstödshöjd: 93 - 129 cm**Standardfärg Blå** PACER XL K544Armstödshöjd: 86 - 127 cm
Ramhöjd: 80 - 107 cm
Bålstödshöjd: 100 - 138 cm**Standardfärg Blå**

Bålstödsbälte

- Small K514
- Medium K524
- Large K534



Beställningsguide Pacer

| Tillbehör | Art nr | | Tillbehör | Art nr | |
|---|--------|---|---|--------|---|
| Slingsadel | | | <input type="checkbox"/> Körhandtag för assistans | K589 |  |
| <input type="checkbox"/> Small | K513 |  | <input type="checkbox"/> Bord, vinkelställbart | K518 |  |
| <input type="checkbox"/> Large | K533 | | | | |
| Dyna till slingsadel | | | Benstöd ledat | |  |
| <input type="checkbox"/> Small | K541 |  | <input type="checkbox"/> Small | K515 | |
| <input type="checkbox"/> Large | K542 | | <input type="checkbox"/> Large | K535 | |
| Slingsadel, mjuk | | | Vristband på skena | |  |
| <input type="checkbox"/> Small | K556 |  | <input type="checkbox"/> Mini | K540 | |
| <input type="checkbox"/> Medium | K557 | | <input type="checkbox"/> Small | K516 | |
| <input type="checkbox"/> Large | K558 | | <input type="checkbox"/> Medium | K526 | |
| <input type="checkbox"/> Underarmstöd med kardborreband | K697 |  | <input type="checkbox"/> Large | K536 | |
| | | | <input type="checkbox"/> XL | K546 | |
| <input type="checkbox"/> Armstöd med kardborreband | |  | <input type="checkbox"/> Handtagsgrepp | K519 |  |
| <input type="checkbox"/> Small | K512 | | (ingår i slingsadel med fäste men kan här beställas extra.) | | |
| <input type="checkbox"/> Large | K532 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Handtagsöglor | K579 |  | | | |
| | | | Övrigt: | | |