



Storleksguide gåstolar Miniwalk och Meywalk

Mått i cm där inget annat anges	Miniwalk Storlek 1	Miniwalk Storlek 2	Meywalk 2000 Small	Meywalk 2000 Medium	Meywalk 2000 Large	Meywalk 4 Micro	Meywalk 4 Mini	Meywalk 4 Small	Meywalk 4 Medium	Meywalk 4 Large
Längd	74	74	85	95	95	77	80	85	86	96
Bredd	60	60	68	68	68	51	56	62	62	66
Bredd insida	39	39	48	48	48	42	44	49	48	53
Sadelhöjd med belastning	27-45	27-60	44-62	62-86	70-94	25-45	28-52	50-67	64-89	82,5-107
Bålstödshöjd med belastning	52-69	67-84	77-96	94-117	108-131	52-65	55-77	74-99	102-135	122-155
Framhjul, mm	150	150	150	200	200	150	150	150	200	200
Bakhjul, mm	250	250	400	400	400	275	275	275	275	275
Vikt, kg	15	16	22	25	26	13	20	25	32	34
Max brukarvikt kg	40	40	100	100	100	60	80	100	130	130