

Flux



Rollatorn som följer med

MAYDAY AID

FLUX säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



Flux

Den bakåtvända rollatorn

Flux är en bakåtvänd rollator för barn, ungdomar och vuxna. Flux ger stöd i gångträningen och bidrar till en god hållning. Flux är stabil, enkel att hantera och kan utrustas med flera olika tillbehör för att ge det stöd som behövs. De ställbara universalhandtagen är lätta att justera till rätt höjd och bredd utifrån användarens behov och förutsättningar.

Det dynamiska stödet sätts fast runt bålen och ger användaren friheten att kunna släppa handtaget för att träna eller testa balansen, samtidigt som rollatorn finns där som stöd och säkerhet.



Sittpåsen ger stöd åt användare som inte kan belasta sina ben fullt. Sittpåsen är tillverkad i ett mjukt material för att följa kroppens rörelser.



Rollatorn Flux kan användas inomhus, men också utomhus på plant och torrt underlag.

Tillbehör

Tillbehören höftstöd, hand- och parkeringsbroms och tippstöd rekommenderas för ökad trygghet och säkerhet.

Underarmsstöd med handtag
Avbärarhjul
Släpbroms
Hand- och parkeringsbroms
Tippstöd
Sits, uppfällbar

Höftstöd, justerbar
Dynamiskt stöd
Pakethållare
Korg
Riktningsspärr



Fakta

Modell (mått i cm)	Flux 1	Flux 2	Flux 3	Flux 4
Färg	Röd	Mörk-blå	Havs-blå	Grå
Total längd	65	81	88	90
Total bredd	64	69	74	78
Fram / bakhjul diameter	15/20	15/20	15/20	20/30
Sitthöjd sadel	37	44	54	60
Max brukarbelastning (kg)	60	75	75	100
Vikt (kg)	6,5	6,8	7,1	9,0
Handtag standard:				
Höjd	48-61	57-81	69-87	82-102
Bredd*	41	46	51	51
Universalhandtag:				
Höjd	43-68	51-88	62-95	75-102
Bredd*	29-41	34-46	39-51	39-51
Underarmsstöd med handtag:				
Höjd	48-69	57-89	69-95	82-110

* Bredd mellan handtagens mitt.



FLUX säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01
info@maydayaid.se www.maydayaid.se

MAYDAY AID