

EASyS Advantage



MAYDAY AID

EASyS Advantage säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



EASyS Advantage

En avancerad sittvagn med alla tillbehör och inställningsmöjligheter som behövs för att kunna ge barn, med speciella behov, en riktigt bra sittkomfort. Dessutom lätt och behändig att köra och enkel att få med i bil.

Patenterat säkerhetssystem

Sittvagnen EASyS Advantage är utrustad med säkerhetssystemet "Balance safety system" och är en patenterad uppfinning som minimerar tipprisken då ryggstödet fälls bakåt.

Extra långt ryggstöd

Tack vare möjligheten att förlänga ryggstödet, sänka fotplattan och bredda sits och sittdjup kan EASyS Advantage justeras in och passa länge.



Allt ingår i standardutförandet

Sufflett, korg, höftbälte, polstrad klädsel med reflex, ram i aluminium med Balance Safety System, massiva hjul, transportfästen, ställbar körbygel, fjädrande sittenhet.

Åk säkert

När barn skall åka bil eller buss, sitter dem säkrast i en bilbarnstol. En del barn har ont och varken möjligheten eller tiden finns, för att förflytta sig från sittvagn till bilbarnstolen. EASyS Modular är därför i standardutförande utrustad med transportfästen så att färden alltid blir säker. EASyS Modular är krocktestad och godkänd, så att ditt barn kan tryggt sitta bältad kvar i sittvagnen under färd med bil och buss.

Tillbehör

Polstring till chassiram	H-bälte	Väst
Fjärils/brösthälte	Parasoll	Grensele
Huvud/nackstöd	Långa sidostöd	Bord
Abduktionsblock	Säkerhetsbåge	Fotremmar
Åkpåse sommar	Åkpåse vinter	Bålstöd
Transparent regnskydd		



Vänd hela sitsen om så att du kan ha ögonkontakt med ditt barn.

Fakta

Längdmått cm	Strl 1	Strl 2
Vändbar sättenhet	180°	180°
Mått uppfälld	99,5x59,5x114	107x69x120
Hjul fram	7.5"	7.5"
Hjul bak	10"	10"
Max brukarvikt	35 kg	40 kg
Vikt, sits	9 kg	10,4 kg
Handtagshöjd	92-114 cm	92-120 cm
Mått ihopfälld	82x59,5x42,5	86x69x55
Sittdjup	19 – 30 cm	27 – 38 cm
Sittbredd	19 -31 cm	25 – 37 cm
Ryggstödshöjd	41,5 - 68 cm	55 – 74 cm
Underbenslängd	17,5 – 29 cm	21 – 37 cm
Knävinkel	90° - 180°	90° - 180°
Höftvinkel	90° - 180°	90° - 180°
Tilt-in-space	-15° till +45°	-10° till + 40°



EASyS Advantage säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se,

MAYDAY AID